

# BS301WX

## NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

## STÁHNĚTE TEĎ:

OKOK International

## JAK POUŽÍT VÁHU

Zařízení musí být připojeno k mobilní aplikaci před jeho prvním použitím.

Váha se v aplikaci automaticky připojí k vašemu telefonu.

Ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth ve vašem telefonu nebo tabletu před použitím váhy.

1. Připojte váš telefon nebo tablet k internetu
  2. Použijte QR CODE skener nebo vyhledejte OKOK International v Apple Store nebo v Google Play a nainstalujte aplikaci
  3. Spárujte zařízení, váha se v aplikaci automaticky připojí k vašemu telefonu
  4. Zaregistrujte se a vyplňte uživatelské údaje (zadejte jméno, pohlaví, výšku, narozeniny a váhu. Klikněte na následující pro potvrzení vašich osobních údajů.
  5. Stoupte si na váhu a začněte vážit. Vyčkejte než zařízení ukáže vaši váhu
  6. Automaticky synchronizováno s vaším zařízením, viz výsledek.
- Zařízení zobrazí tělesnou hmotnost, BMI, tuk, svaly, vodu, viscerální tuk, kostní hmotu a metabolismus. Zařízení automaticky uloží vaše údaje.
  - Pokud je Bluetooth vypnuté, data se uloží do paměti váhy.
  - Uživatel může do aplikace zadat údaje o hmotnosti, aby si uchoval přehled.
  - Zařízení zobrazí aktuální hmotnost a vygeneruje zprávy a poskytne zdravotní rady na základě měření. Včetně rozhraní aktuální hmotnosti, rozhraní seznamu hmotností, datová zpráva a upozornění.
  - Hmotnostní přehled bude zahrnovat týdenní zprávu, měsíční zprávu a čtvrtletní zpráva s uvedením změn hmotnosti pomocí křivky. Správa účtu zahrnuje registraci, přihlášení, změna hesla, zapomenutí hesla, odkazy na sociální sítě média a další.
  - Správa uživatelů zahrnuje informace o uživateli, např. přezdívka, datum narození, výška, pohlaví atd.

### Funkce vážení

Váhu umístěte na tvrdý, rovný povrch (vyhněte se kobercům). Nerovný povrch přispívá k nepřesnému měření.

- Před použitím je nutné váhu nechat zkaližovat a když se displej vypne, můžete se měřit.
- Nastupujte na váhu pomalu. Položte nohy na stejnou úroveň bez pohybu a počkejte na vaši váhu na obrazovce.
- Rozložte svou váhu rovnoměrně a počkejte, až váha zareaguje a určí vaši váhu.
- Před přesným zobrazením váhy číslice na displeji budou blikat.
- Po sestupu z váhy se váha vypne automaticky po 30 sekundách.

## Čištění váhy

- Váhu neponořujte do vody: elektronické komponenty mohou být poškozeny.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné a ostré předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se aby se do zařízení nedostala žádná vlhkost ani voda!
- K čištění používejte běžně prodávaný čisticí prostředek nebo mýdlo.
- Po čištění zařízení dobře osušte suchým a měkkou tkaninou.

## Upozornění na baterii

- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (karton-zinek), popř. dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou.
- Nezkratujte napájecí svorku.
- Pokud baterie nepoužíváte, vyjměte je. Recyklujte nebo zlikvidujte vybité baterie podle místních zákonů. Nevyhazujte baterie do ohně - mohou vytect nebo explodovat.

## POZOR

- S váhou zacházejte opatrně, jedná se o přesný měřicí nástroj. Neupusťte ji ani na ní neskákejte.
- Nezatěžujte spotřebič více než 180 kg, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nenechávejte na váze vodu, mohly by se poškodit vnitřní části
- prosím skladujte váhu pouze ve vodorovné poloze i pokud ji zrovna přenášíte
- Váhu používejte opatrně. Jedná se o vysoce přesný systém snímačů měřidel. Nepouštějte ho a neskákejte na něj jiné věci
- Nevstupujte na něj mokřýma nohama, mohli byste upadnout
- Stupnice analýzy tělesného tuku není vhodná pro následující osoby:
  - Děti do 10 let a dospělí nad 99 let
  - Osoby s příznaky horečky, otoky, popř. osteoporóza
  - Osoby podstupující léčbu na dialýzu
  - Osoby, které používají kardiostimulátor
  - Osoby, které užívají kardiovaskulární léky
  - Těhotná žena
  - Sportovci, kteří vykonávají více než 5 hodin intenzivního výkonu sportovní aktivity každý den
  - Osoby s tepem nižším než 60 tepů/minutu

## Technické specifikace

Popis produktu: Bluetooth Body Fat

Materiál stupnice: Tvrzené sklo, plast, nerezová ocel

Velikost produktu: 300x300x28mm

Hmotnost: 1,8 kg

Baterie: 2x 1,5 V AAA baterie

Nosnost: Maximální hmotnost 180 kg

Jednotka hmotnosti: Kg/lb

Funkce paměti: až 8 osob

Analýza: Hmotnost / BMI / Tuk / Svaly / Voda / V-tuk / Kosti /Metabolismus /Protein....

Indikátor: Indikátor přetížení, Indikátor slabé baterie

Název aplikace: OkOk international

## OKOK INTERNATIONAL APP

Podpora Android 4.3 a vyšší pro vybrané Android  
zařízení s Bluetooth 4.0 a vyšší Nainstalujte aplikaci.  
Připojte jednotku k mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení  
přes Bluetooth. Analýza se zobrazí v aplikaci s názvem „OKOK“, který si můžete snadno stáhnout z aplikace  
obchod nebo google play. Aplikace může ukládat data až pro 8 lidí, takže vy i vaši rodina a přátelé mohou tuto  
stupnici používat

## Likvidace

Baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Baterie a obaly by měly být tříděny pro ekologickou recyklaci.

Pouze pro země EU:

podle směrnice 2006/66/ES musí být vadné nebo použité baterie shromažďovány odděleně a zlikvidovány  
ekologicky správným způsobem.