

AirFloss Ultra

Cesta ke zdravým dásním

Je klinicky prokázáno, že **AirFloss Ultra** je stejně účinný při odstraňování mezizubního plaku, jako zubní nit.^{1,2}



Nová tryska s gumovým zakončením

Směs vzduchu a mikrokapiček vody rozrušuje a odstraňuje zubní plak podél linie dásní a z mezizubních prostor.



Automatický režim

Na výběr manuální či automatické prostřikování.



Snadné plnění

O 50% větší otvor pro doplnění vody než u předešlého modelu.



Lithium-iontová baterie

Vydrží nabitá až 2 týdny.



Volitelné nastavení počtu prostřiků

Vyberte jeden, dvojitý nebo trojitý prostřik.

TIP: Nezapomeňte si každých 6 měsíců vyměnit trysku za novou.

100% kompatibilita kartáčkových hlavice

Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare 3. generace.



AdaptiveClean



InterCare




DiamondClean



ProResults




Sensitive



ForKids



Všechny modely¹ kartáčkových hlavice jsou navrženy ve 2 velikostech: **Standard** pro všestranné čištění a **Mini** pro cílené čištění.



Stejně jako u manuálního zubního kartáčku je potřeba měnit hlavice každé **3 měsíce**. Vlákna kartáčku časem měknou a ztrácí čisticí schopnost.

Sonická technologie

První Sonicare kartáček byl vyvinut na základě požadavků americké parodontologické akademie tak, aby splňoval kritéria pro obnovu zanícené tkáně a zpevnění dásní.

Sonická technologie využívá vysokofrekvenční stírání k rozrušení zubního plaku frekvencí 31 000 stěrů za minutu s vychylováním hlavice nahoru a dolů. Kartáček dosahuje klinicky prokazatelného rozrušení vrstvy plaku i v těžko dostupných místech.

Efekt unikátní dynamické vlny přivádí kyslík do mezizubních prostor a do dásňového žláčku, kde sídlí velké množství bakterií nebezpečných pro dásně.

Unikátní vlastnosti kartáčků Philips Sonicare



Easy Start

Díky funkci Easy Start se frekvence stěrů v prvních 14 dnech postupně zvyšuje. Lépe si tak zvyknete na nový pocit při čištění.



Smartimer

Časovač Smartimer pomáhá dodržovat doporučenou dobu čištění 2 minuty.



Quadpacer

Časovač s 30vteřinovým intervalem umožňuje rovnoměrné a důkladné čištění úst.



Odborníci doporučují



Mgr. Hana Kučová, Dis.

prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR v letech 2012–2014



„Každá pomůcka domácí dentální hygieny, kterou doporučuji svým pacientům, by měla splňovat především dvě podmínky: účinnost a atraumaticnost. Tyto aspekty však závisí také na způsobu používání a to by tedy právě proto mělo být pro pacienta jednoduché a komfortní. Kartáček Philips Sonicare splňuje obě, resp. všechny tři podmínky beze zbytku. Jeho technologie zaručuje kombinaci vysoké účinnosti a atraumaticnosti a co zvláště oceňuji – navíc zohledňuje dovednosti a možnosti samotného pacienta.“

Bc. Jana Křepelková

dentální hygienistka



„Správná ústní hygiena je dnes jasnou cestou prevence zubního kazu a zánětu dásní. V boji proti zánětu dásní je nezbytná i péče o mezizubní prostory. AirFloss Ultra poskytuje snadnější způsob, jak odstranit plak i v těžko dostupných místech a díky jednoduchému použití ho doporučuji také pacientům s protetickými pracemi či implantáty. Stejně dobře poslouží pacientům s ortodontickými aparáty, kde čištění se zubní nití nebo mezizubním kartáčkem může být komplikované.“



Bc. Kateřina Ciklová

dentální hygienistka

„Výuka správné techniky čištění chrupu u dětí je nesmírně důležitá nejen pro odstranění zubního plaku, ale především pro ukotvení správných návyků, které musíme pěstovat již od nejútlejšího věku. Abychom uspokojili obě tyto potřeby, doporučuji dětem kartáček Philips Sonicare, který zastane efektivní odstranění zubního plaku a zároveň je pro děti sofistikovanou motivační pomůckou.“



Jak správně čistit



1 Polohování kartáčku

Kartáček polohujte tak, aby vlákna směřovala pod dásně v úhlu 45°.



2 Z jednoho zubu na druhý

Nechte kartáček čistit každou plošku zubu alespoň 2 vteřiny.



3 Vnitřní plochy

Nezapomeňte čistit vnější i vnitřní plošky zubů.



4 Kousací plochy

I kousací plochy čistěte pomalým posouváním kartáčku.



5 Zadní zuby

Ujistěte se, že čistíte i poslední stoličky.



6 Délka čištění

Celý chrup čistěte minimálně 2 minuty tak, aby byly zuby perfektně hladké.

www.philips.cz/peceozuby



© 2016 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPENV. Sonicare a logo Sonicare jsou ochranné známky společnosti Philips Oral Healthcare anebo KPENV. Portfolio produktů.

Objevíme nový způsob péče o zuby a dásně



Odborníky nejdoporučovanější značka elektrických kartáčků v ČR. Výzkum mezi 200 zubní a dentálními hygienistkami. **VÍCE NA WWW.PHILIPS.CZ**

Oficiální partner



PHILIPS
sonicare

¹ Při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou; AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravdělným uživatelům mezizubní nití vyvinout zdravou denní rutinu mezizubního čištění.

² Mwatha T, Olson M, Souza S, Ward M, Jenkins W, Argosino K, Amini P, Fařard T. Data on file, 2014

¹ kromě modelu AdaptiveClean dostupného pouze ve velikosti Standard

EasyClean

Jednoduché a efektivní odstranění plaku



Standardní režim Clean čistí frekvencí 31 000 stěrů za minutu. Zároveň hlavice stírá zubní plak v největším možném rozsahu.



Praktická cestovní nabíječka.



ProResults

Zastřížení vláken dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje tak efektivní čištění zubů a dásní.



HealthyWhite

Přirozeně bělejší zuby



Speciálně navržen pro přirozeně bílé zuby. Během dvou týdnů budou vaše zuby bělejší až o 2 odstíny.¹



2 režimy: Clean a Clean & White pro dalších 30 vteřin bělicí síly.



Hlavice ProResults navíc.



DiamondClean

Hlavice s průřezy vláken ve tvaru diamantového brusu je vyvinuta pro efektivnější odstranění pigmentů z povrchu zubu.



HealthyWhite+

Jemné a šetrné čištění pro zářivě bílý úsměv



2 režimy čištění: Clean, White



3 nastavení intenzity



Odstraní až o 100% více skvrn pro bělejší zuby již za 1 týden než manuální zubní kartáček.¹




DiamondClean

Hlavice s průřezy vláken ve tvaru diamantového brusu je vyvinuta pro efektivnější odstranění pigmentů z povrchu zubu.



FlexCare Platinum

Unikátní hloubkové čištění pro zdravější dásně



Tlakový senzor pomáhá dodržovat správnou techniku čištění.



3 režimy čištění: Clean, White, DeepClean
3 nastavení intenzity: nízká, střední, vysoká



UV sanitizér zabíjí až 99% bakterií a virů¹ za použití ultrafialového světla.²



Hlavice InterCare navíc.



AdaptiveClean

Pružné části hlavice zajišťují větší kontakt s povrchem zubů a dásní a zároveň absorbují nadměrný tlak při čištění.



DiamondClean

Moderní design a oslnivé výsledky



Unikátní skleněný pohár s indukčním nabíjením.



Elegantní cestovní pouzdro, které dobíjí váš kartáček přes USB ať jste kdekoliv.



5 režimů čištění: Clean, White, Polish, Gum Care a Sensitive: extra jemný režim pro citlivé zuby a dásně.



Na zapnutém kartáčku indikuje dioda vybraný program, jakmile jej však vypnete, zůstane tělo kartáčku mléčně bílé.



DiamondClean

Hlavice s průřezy vláken ve tvaru diamantového brusu je vyvinuta pro efektivnější odstranění pigmentů z povrchu zubu.



Sonicare for Kids

Podporuje správnou techniku čištění zubů u dětí



Časovač KidTimer učí děti dvouminutovému čištění pomocí veselé melodie.



Dva nastavitelné režimy čištění: nízká intenzita je vhodná pro děti od 4 let, vyšší pak pro děti od 7 let.



Hravý design podporuje efektivní čištění.



Ergonomická rukojeť kartáčku je vytvarována tak, aby byla pro děti lehce uchopitelná a zároveň vedla ke správnému držení.



ForKids

Gumový potah hlavice pro zvýšenou ochranu skloviny dětských zubů a jemných dásní.



¹ Putt M., Miller J., Jenkins W., Wei J., Schmitt P., Strate J. Data on file, 2007

¹ Colgan P., DeLaurenti M., Johnson M., Jenkins W., Strate J. Data on file, 2010

¹ E. coli, S. mutans a virus způsobující opary

² Pouze u vybraných modelů.