



PHYTENEО

Otic Solution

CS Péče při čištění a zánětech ucha
SK Starostlivosť pri čistení a zápaloch ucha

CS Otic Solution:



Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití. Uchovajte si návod k použití po případ dalším použití.

Určeny účel: Zdravotnický prostředek Otic Solution je určen k humanárnímu použití u pacientů trpících potíženími zevního zvukovodu pro prevenci onemocnění zevního zvukovodu a k léčbě ztvrdlé mazové zátky (cerumen) čištěním mechanickým výplachem ucha, změkčením a rozpouštěním ušního mazu za současné hydratace a zvláčnění a odstraňováním vody, prachu a nečistot ze zvukovodu, a to vše fyzikálně-chemickým působením. Otic Solution pozitivně působí při regeneraci pokožky zevního zvukovodu.

Slžení: Glycerin, Butylene Glycol, Cholin Salicylate, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba, Thymolum.

Obsah léčivých látek v 1 g prostředku: Cholin salicylate 80%: 174 mg, Herbarum extractum: 82 mg (připravený z Calendulae flos: 5,25 mg, Hyperici herba: 3,53 mg a Verbasci flos: 3,53 mg), Thymol: 1 mg. Zdravotnický prostředek neobsahuje deriváty lidské krve.

Charakteristika: Přípravek Otic Solution je otologikum, ušní kapky ve formě roztoku. Jedná se o slabě nářloutlou olejovitou kapalinu balenou v lahvičce s pipetkou.

Přípravek obsahuje směs **glycerinu a butylen glykolu**, která vyvolává zvláčňující efekt a změkčuje a rozpouští ztvrdlý ušní maz. Slouží rovněž jako směs pomocných látek, ve které jsou rozpouštěny další složky. Spolu vytváří prostředí nevhodné pro růst bakteriálních infekcí.

Přípravek obsahuje tyto léčivé látky:

Cholin salicylate 80% je v přípravku použit v množství 17,4 % (w/w). Má protizánětlivé účinky, které doplňují účinky prostředku, pokud ztvrdlý cerumen, nečistoty nebo mechanické odstraňování nečistot způsobí podráždění pokožky zvukovodu.

Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba je ethanolický extrakt směsi bylin (květ nechtíka, květ divizny a natřezalky). Je použit v množství 8,2 % (w/w). Napomáhá regeneraci a stimuluje samočisticí schopnost pokožky.

Thymol je v prostředku použit v množství 0,1 % (w/w). Jedná se o čistou látku 2-isopropyl-5-methylfenol. Thymol působí antibakteriálně. Vhodně doplňuje účinky prostředku zejména v případě, že ve zvukovodu ulpí zbytky vody, které mohou vytvořit prostředí vhodné pro nárůst mikrobiální infekce.

Levandulový olej má antibakteriální účinky a současně dodává prostředku příjemnou vůni.

Indikace: Přípravek se používá k odstranění nečistot ze zevního zvukovodu, brání vzniku nebo rozvoji bakteriálních infekcí a zánětů zevního zvukovodu a to v případě neporušeného ušního bubínku.

Kontraindikace: Hypersenzitivita na kteroukoliv látku uvedenou ve slžení přípravku, porušení bubínku infekčního nebo traumatického původu (perforovaný bubínek).

Interakce: Interakce přípravku nejsou známy.

Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech existuje riziko lokální reakce ve formě alergie, podráždění nebo překvení zvukovodu.

Dávkování a způsob aplikace: Při vniknutí nečistot (voda, prach) do zevního zvukovodu nebo při jeho nedostatečné samočisticí funkci se v něm může hromadit nadměrné množství ušního mazu. To může vést ke zhoršení průchodnosti zvukovodu a ke vzniku podmínek pro přemnožení nebo nárůstu mikroorganismů, které mohou být zdrojem zánětu a dalších zdravotních problémů.

Ve variantě s náhradním aplikátorem je součástí balení také mechanický rozprašovač (sprej). Přípravek lze aplikovat rovnocenným způsobem buď pipetkou nebo mechanickým rozprašovačem, a to na základě osobní preference uživatele. Pomocí pipetky aplikujte 2-3 kapky do vyčištěného zvukovodu. Pokud dáváte přednost použití mechanického rozprašovače, vyjměte jej z ochranného obalu a pevně našroubujte na lahvičku namísto uzávěru s pipetkou. Vyjmutou pipetku dále nepoužívejte. Několikrát stiskněte, aby došlo k nasátí kapaliny. Konec rozprašovače vložte do vyčištěného zvukovodu a 2-3 krát stiskněte. Aplikaci obvykle provádíme 2-4 krát denně pro každé ucho. Před použitím ohřejte roztok na tělesnou teplotu (36-37 °C), např. ohřátím v dlaních. K čištění ucha přistupujte nejříve 10 minut po aplikaci prostředku.

V případě mechanického čištění uší používejte vatové tyčinky s obezpečností, neboť mazová zátky může být obtížně přístupná a může dojít k jejímu zasunutí hlouběji do zvukovodu. Doba souvislého používání by neměla přesáhnout 5 dnů.

Upozornění:

⚠️ Prostředek neaplikujte v případě porušeného bubínku.

⚠️ Při náhodném požití vypijte větší množství vody a kontaktujte lékaře.

⚠️ Při zasažení očí vypláchněte tekoucí vodou.

Uchovávání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu.

Po použití těsně uzavřete a skladujte ve svlé poloze.



Varování:

⚠️ Nepoužívejte prostředek v případě alergií nebo precitlivlosti na některou z jeho složek.

⚠️ Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, obraťte se na svého lékaře.

⚠️ Pokud zvolíte formu aplikace pomocí mechanického rozprašovače, vyjmutou pipetku zlikvidujte.

⚠️ Těhotné nebo kojící ženy a děti mladší 3 let by měly prostředek používat po konzultaci s odborným lékařem.

⚠️ Děti mladší 15 let by měly prostředek používat pod dozorem dospělých.

Balení: Balení přípravku Otic Solution obsahuje 10 ml roztoku naplněného v hněd skleněné lahvičce s uzávěrem s pipetkou. **Vo variantě s náhradním aplikátorem je součástí balení také mechanický rozprašovač. Na trhu nemusí být dostupné obě varianty.**

Likvidace: Nespotřebovaný prostředek vraťte do lékárn.

Čistý obalový materiál likvidujte do příslušného kontajnera na tříděný odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika

www.phyteneo.cz, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

údaje jsou uvedené na obale

Verze C-400-003-09-CZ-R15 ze dne 30. 4. 2021

5°C 25°C Omezení teploty.

Chrňte před slunečním zářením.

Křehké, zacházejte opatrně.

REF Referenční číslo.

LOT Číslo šarže.

Použít do.

Výrobce.

Výstraha.

SK Otic Solution:



Pred použitím si pozorné prečítajte návod na použitie. Uchovajte si návod na použitie po prípad dalšiem použití.

Účel určenia: Zdravotnícka pomôcka Otic Solution je určená k humanánnemu použitiu u pacientov trpiacich ťažkosťami vonkajšieho zvukovodu k prevencii ochorenia vonkajšieho zvukovodu a k liečbe zatvrdnutéj mazovej zátky (cerumen) čistením mechanickým výplachom ucha, zmäkčením a rozpúšťaním ušného mazu za súčasnej hydratácie a zvláčnenia a odstraňovaním vody, prachu a nečistôt zo zvukovodu, a to všetko fyzikálne-chemickým pôsobením. Otic Solution pozitívne pôsobí pri regenerácii pokožky vonkajšieho zvukovodu.

Zloženie: Glycerin, Butylene Glycol, Cholin Salicylate, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba, Thymolum.

Obsah liečivých látok v 1 g prípravku: Cholin salicylate 80%: 174 mg, Herbarum extractum: 82 mg (prípravený z Calendulae flos: 5,25 mg, Hyperici herba: 3,53 mg a Verbasci flos: 3,53 mg), Thymol: 1 mg. Zdravotnícka pomôcka neobsahuje deriváty ľudskej krvi.

Charakteristika: Prípravek Otic Solution je otologikum, ušné kvapky vo forme roztoku. Jedná sa o slabô nářlútú olejovitú kvapalinu balenú vo fľaštičke s pipetkou.

Přípravek obsahuje zmes **glycerinu a butylen glykolu**, ktorá vyvoláva zvláčňujúci efekt a zmäkčuje a rozpúšťa ušný maz. Služí tiež ako zmes pomocných látok, v ktorej sú rozpustné ďalšie zložky. Spolu vytvára prostredie nevhodné pre rast bakteriálnych infekcií.

Přípravek obsahuje tieto liečivé látky:

Cholin salicylate 80% je v prípravku použitý v množstve 17,4% (w/w). Má protizánepalové účinky, ktoré doplňujú účinky prípravku, ak zatvrdnutý cerumen, nečistoty alebo mechanické odstraňovanie nečistôt spôsobí podráždenie pokožky.

Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba je ethanolický extrakt směsi bylin (květ nechtíka, květ divizny a natřezalky). Je použitý v množství 8,2% (w/w). Napomáhá regenerácii a stimuluje samočistiacu schopnosť pokožky.

Thymol je v prípravku použitý v množstve 0,1% (w/w). Jedná sa o čistú látku 2-isopropyl-5-methylfenol. Thymol pôsobí antibakteriálne. Vhodné doplnia účinky prípravku najmä v prípade, že vo zvukovode sa nachádzajú zvyšky vody, ktorá môže vytvoriť prostredie vhodné pre nárast mikrobiálnej infekcie.

Levandulový olej má antibakteriálne účinky a súčasne dodáva prípravku príjemnú vôňu.

Indikácie: Prípravek sa používa k odstráneniu nečistôt z vonkajšieho zvukovodu a to v prípade neporušeného ušného bubienka.

Kontraindikácie: Precitlivosť na ktorúkoľvek uvedenú látku v zložení prípravku, porušenie bubienka infekčného alebo traumatického pôvodu (perforovaný bubienok).

Interakcie: Interakcie prípravku nie sú známe.

Nežiaduce účinky: V ojedinělých prípadoch existuje riziko lokálnej reakcie vo forme alergie, podráždenie alebo prekrvenie zvukovodu.

Dávkovanie a spôsob aplikácie: Pri vniknutí nečistôt (voda, prach) do vonkajšieho zvukovodu alebo pri jeho nedostatočnej funkcii sa v ňom môže hromadiť nadmerné množstvo ušného mazu. To môže viesť k zhoršeniu priechodnosti zvukovodu a k vzniku podmienok pre premoženie alebo nárastu mikroorganizmov, ktoré môžu byť zdrojom zápalu a ďalších zdravotných problémov.

Vo variante s náhradným aplikátorem je súčasťou balenia tiež mechanický rozprašovač. Prípravek je možné aplikovať rovnocenným spôsobom buď pipetkou alebo mechanickým rozprašovačom a to na základe osobnej preferencie užívateľa. Pomocou pipetky aplikuje 2-3 kvapky do vyčisteného vonkajšieho zvukovodu a 2-3 krát stisnite. Aplikáciu obvykle vykonávame 2-4 krát denne pre každé ucho. Pred použitím ohřejte roztok na tělesnú teplotu (36-37 °C), napr. ohřátím v dlaních. Ucho začínajte čistit najskôr 10 minút po aplikácii prípravku.

V prípade mechanického čištění uší používejte vatové tyčinky s obezpečnosťou, pretože mazová zátky môže byť ťažko prístupná a môže dôjsť k jej zasunutiu hlbšie do zvukovodu. Doba súvislého používania by nemala presiahnuť 5 dní.

Upozornenie:

⚠️ Prípravek neaplikujte v prípade porušenia bubienka.

⚠️ Pri náhodnom požití vypite väčšie množstvo vody a kontaktujte lekára.

⚠️ Pri zasiahnutí očí vypláchnete tečúcou vodou.

Uchovávanie: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obale.

Po použití těsně uzavřete a skladujte ve zvislé poloze.

Varovanie:

⚠️ Nepoužívejte prípravek v prípade alergií alebo precitlivlosti na niektorú z jeho zložiek.

⚠️ Pokiaľ si všimnete akýchkoľvek nežiaducích účinkov, obraťte sa na svojho lekára.

⚠️ Pokiaľ zvolíte formu aplikácie pomocou mechanického rozprašovača, odstránenú pipetku zlikvidujte.

⚠️ Těhotné alebo dojčacie ženy a deti mladšie ako 3 roky by mali prípravek používať po konzultácii s odborným lekárom.

⚠️ Deti mladšie ako 15 rokov by mali prípravek používať pod dohľadom dospelých.

Balenie: Balenie prípravku Otic Solution obsahuje 10 ml roztoku naplněného v hněd skleněné fľaštičke s uzávěrom s pipetkou. **Vo variante s náhradným aplikátorem je súčasťou balenia tiež mechanický rozprašovač. Na trhu nemusia byť dostupné obidve varianty.**

Likvidácia: Nespotrebovaný prípravek vraťte do lékárn.

Čistý obalový materiál likvidujte do príslušného kontajnera na separovaný odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika

www.phyteneo.cz, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

údaje sú uvedené na obale

Verze C-400-003-09-CZ-R15 do dňa 30. 4. 2021

5°C 25°C Teplotný limit.

Chrňte pred slnečným žiarením.

Křehké, zacházejte opatrně.

REF Referenčné číslo.

LOT Číslo šarže.

Použiteľné do.

Výrobca.

Výstraha.

8 594071 270094

(EN) Otic Solution:



Carefully read the Instructions for Use before using the device. Keep the Instructions for Use. You may need to read it again.

Intended Purpose: The medical device Otic Solution is intended for human use by patients suffering from problems with the external ear canal, for the prevention of illnesses affecting the external ear canal and for the treatment of hardened sebaceous plugs (cerumen) by mechanically rinsing the ear, softening, and dissolving earwax while hydrating, soothing, and removing water, dust and impurities from the ear canal through physical/chemical action. Otic Solution has positive effects while regenerating of the skin of the external ear canal.

Ingredients: Glycerin, Butylene Glycol, Choline Salicylate, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba, Thymolum.

Content of Medicinal Agents in 1 g of the Device: Choline salicylate 80%: 174 mg, Herbal extracts: 82 mg (prepared from Calendulae flos: 5,25 mg, Hyperici herba: 3,53 mg and Verbasci flos: 3,53 mg), Thymol: 1 mg. This medical device does not contain derivatives of human blood.

Characteristics: Otic Solution is an otologic agent consisting of ear drops in the form of a solution. It is a slightly yellowish oily liquid in a small bottle with a pipette.

The device contains a mixture of **glycerin and butylene glycol**, which has a soothing effect and softens and dissolves hardened earwax. It is also serves as a mixture of auxiliary agents in which other elements are dissolved. Together, these create an environment unsuitable for the growth of bacterial infection.

This product contains the following medicinal agents:

Cholin salicylate 80% is used in the product in the amount of 17.4 % (w/w). It has anti-inflammatory effects that supplement the effects of the device when hardened cerumen, contaminants, or the mechanical removal of impurities causes irritation to the skin of the ear canal.

Herbal extract ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba is an ethanol extract mixture of herbs (calendula flower, mullein flower, and St. John's Wort). It is used in the amount of 8.2 % (w/w). It aids in regeneration and stimulates the self-cleansing properties of the skin.

Thymol is a device used in the amount of 0.1 % (w/w). It is a pure substance, 2-isopropyl-5-methylfenol. Thymol has anti-bacterial effects. It favorably supplements the effects of the device, especially when the ear canal retains water, which could create an environment suitable for the growth of microbial infection.

Levander oil has anti-bacterial effects and also adds a pleasant scent to the device.

Indications: This product is used to remove impurities from the external ear drum and prevent the creation or development of bacterial infection and inflammation of the ear canal, provided that the ear drum is undamaged.

Contraindications: Hypersensitivity to any of the product's listed ingredients, damage to the ear drum in the form of an infection or traumatic effect (perforated ear drum).

Interaction: The interaction of the product is unknown.

Undesired Effects: Risk of local reaction in the form of an allergy, irritation, or hyperaemia of the ear canal exists in rare cases.

Dosage and Application: An excessive amount of earwax can build up when contaminants (water, dust) enter the outer ear canal or its self-cleansing properties are impaired. This could lead to a worsening of the ear canal's passability and the formation of conditions for the multiplication or growth of microorganisms that can cause infection and other health problems.

Variant with an alternative applicator also includes a mechanical sprayer. The product can be applied with a pipette or mechanical sprayer, depending on the user's personal preference. Using the pipette, apply 2-3 drops into the opening of the outer ear canal. If you prefer a mechanical sprayer, remove the applicator from the protective packaging and screw it firmly onto the glass bottle instead of the pipette cap. Do not use the removed pipette any longer. Press several times to draw up liquid. Insert the end of the applicator into the opening of the external auditory canal and press 2-3 times. Usually apply 2-4 times per day into every ear. Prior to use, heat the solution to body temperature (36-37 °C) by warming in the hands, for example. Proceed with cleaning the ear no sooner than 10 minutes after using the device. For mechanical cleaning of the ear, carefully use a Q-tip as the sebaceous plug can be difficult to access and there is a risk of pushing it deeper into the ear canal. Continuous use should be limited to 5 days.

Caution:

- ⚠ Do not use the device if there is damage to the ear drum.
- ⚠ If accidentally swallowed, drink a large quantity of water and contact your physician.
- ⚠ In case of direct contact with eyes, flush eyes under running water.

Storage: Keep out of the reach of children. Keep in the original packaging. Close tightly after use and store in a vertical position.

Warning:

- ⚠ Do not use this device if you are allergic or hypersensitive to any of its ingredients.
- ⚠ If you observe any undesirable side effects, consult your physician.
- ⚠ If you choose the mechanical sprayer for application, discard the removed pipette.
- ⚠ Pregnant or nursing women and children younger than 3 years should only use the device following consultation with a professional physician.
- ⚠ Children younger than 15 years should only use the device under adult supervision.

Packaging: The packaging of Otic Solution contains 10 ml of solution filled in a small brown glass bottle with a cap and pipette. **Variant with an alternative applicator also includes a mechanical sprayer. Both versions may not be available on the market.**

Disposal: Return any unused product back to the pharmacy. Dispose of clean packaging into a suitable recycling container.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic
www.phyteneo.cz, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz



see packaging for information

Version C-400-003-09-CZ-R15 from April 30th, 2021

5°C 25°C	Temperature limit.	LOT	Batch number.
☀	Protect from sunlight.	🕒	Use by date.
🍷	Fragile, handle with care.	🏭	Manufacturer.
REF	Catalogue number.	⚠	Warning.

(HU) Otic Solution:



A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Es esetleges későbbi felhasználása érdekében őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Rendeltetés: Az Otic Solution a külső hallójáratok problémáitól szenvedő betegek esetében a külső hallójáratok megbetegedéseinek megelőzésére, valamint a megkeményedett fültüszirugó (cerumen) eltávolítására szolgáló orvostechikai eszköz. Hatását mechanikus fül öblítéssel, a fültüszirugó megpuhításával és feloldásával fejti ki, ezekben hidratáló és lágyító hatású is, továbbá fizikai-kémiai hatása révén eltávolítja a vizet, a port és a szennyeződést a hallójáratokból. Az Otic Solution jótékony hatással bír a külső hallójárat bőrfelületének megújulására.

Összetétel: Glycerin, Butylene Glycol, Cholin Salicylate, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba, Thymolum.

Hatóanyag – tartalom 1 g készítményben: Cholin salicylate 80 % 174 mg, Herbarum extractum: 82 mg (ennek alapanyaga a Calendulae flos: 5,25 mg, Hyperici herba: 3,53 mg a Verbasci flos: 3,53 mg), Thymol: 1 mg. Ez az orvostechikai eszköz nem tartalmaz emberi vér származékokat.

Jellemzés: Az Otic Solution otológikum fülcsepp oldat formájában. Enyhén sárgás, olajszerű folyadék cseppentő pipettával ellátott üvegben.

A gyógykészítmény **glycerin és butilén-glikol** puhító hatású keveréke, amely képes lágyabbá tenni, majd feloldani a megkeményedett fülváladékot. További hatóanyagokat tartalmazó segédösszetevők keverékének is szolgálnak. Hozzájárul a bakteriális fertőzések terjedését gátó környezet kialakításához.

A készítmény az alábbi hatóanyagokat tartalmazza:

Cholin salicylate 80% – a termékben felhasznált mennyisége 17,4 % (w/w). Gyulladásgátló hatása kiegészíti a készítmény hatását, ha a megkeményedett cerumen, szennyeződések, illetve ezek mechanikus eltávolítása a hallójárat bőrének irritálásával jár.

Herbarum extractum – ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba gyógyó növények keverékének etanolos kivonata (orvosi körömvirág virágzata, ökörfarkkóró virágzata és orbáncfű levele). Mennyisége a termékben 8,2% (w/w).

Segíti a bőr regenerálódását és serkenti öntisztító képességét.

Thymol – Mennyisége a termékben 0,1% (w/w). Ez tiszta izopropil-5-metilfenol anyag. A thymolnak antibakteriális hatása van. Különösen abban az esetben javítja a készítmény hatékonyságát, ha a hallójáratban leülepedett vízmaradék mikrobiális fertőzésnek fenyegető környezetet képez.

Lavandulalaj – antibakteriális hatású és a készítménynek kellemes illatot kölcsönöz.

Javallat: Ez a készítmény a külső hallójárat szennyeződések eltávolítását szolgálja, illetve meggátolja a külső hallójárat gyulladást és a bakteriális fertőzések keletkezését vagy terjedését, amennyiben a füllobb nincs sérülve.

Ellenjavallat: Túlérzékenység a gyógyszer bármelyik összetevőjére, illetve, ha a dobhártya fertőzés vagy sérülés miatt károsodott (lyukas dobhártya).

Kölcsönhatások: Nem ismeretesek semmiféle kölcsönhatások.

Nem kívánatos mellékhatások: Kivételes esetben előfordulhat a helyi reakciók kockázata allergia, a hallójárat ingerlése vagy kiürződése formájában.

Adagolás és alkalmazás módja: Ha a külső hallójáratba szennyeződés (víz, por) hatolt be, illetve ha a hallójárat átjárhatóságát, illetve feltételeit teremtethet a mikroorganizmusok szaporodásának és terjedésének, amelyek gyulladáshoz – és további, egészségügyi problémákat okozhatnak.

A tartalek aplikátor kiszerelésben a csomagolás része a mechanikus porlasztó (permet)is. A termék igény szerint alkalmazható pipettával vagy mechanikus porlasztóval. A külső hallójáratba a cseppentő segítségével cseppentésben 2-3 cseppent. Általában naponta mindkét fülbe 2x – 4x alkalmazható. Használatát megelőzően az oldatot testhőmérsékletűre (36-37 °C) melegítse fel, pl. a tenyerében. A készítmény használata után a fültisztítással várjon legalább 10 percig. Ha inkább a mechanikus porlasztót szeretné használni, vegye ki a védő csomagolásból és csavarja erősen az üvegre a pipetta kupak helyett. Nyomja meg többször a folyadék felszívásához. A porlasztó végét helyezze a külső hallójárat kimenetelére és nyomja meg 2-3-szor. Ha a fület mechanikusan tisztítja, a vattapálcát óvatosan használja, mivel lehet, hogy az eldugott fülváladék csak nehezen hozzáférhető, és még mélyebbre benyomódhat a hallójáratba. Ne használja folyamatosan 5 napnál hosszabb ideig.

Figyelmeztetés:

- ⚠ Ne használja a készítményt, ha a dobhártya sérült.
- ⚠ A véletlenszerű lenyelés esetén igyon bő mennyiségű vizet, és forduljon orvoshoz.
- ⚠ Szembe jutás esetén a szemet folyó vízzel öblítse ki.

Tárolás: A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Az eredeti csomagolásában tárolandó. Használata után alaposan zárja le, és függőleges helyzetben tárolja.

Övintézkedés:

- ⚠ Ne használja a terméket, ha allergiás vagy túlérzékeny bármely összetevőjére.
- ⚠ Bármiféle nem kívánatos tünet esetén forduljon kezelőorvosához.
- ⚠ Ha az alkalmazást mechanikus porlasztó segítségével választja, akkor az eltávolított pipettát dobja ki.
- ⚠ Terhesség vagy szoptatás, illetve 3 évnél kisebb gyermekek esetében a termék használatáról konzultáljon szakorvosával.
- ⚠ A 15 éves aluli gyermekek a készítményt csak a felnőtt felügyelete mellett használják.

Kiszerelés: Az Otic Solution 10 ml oldatot tartalmaz barna üvegben, zárókupakkal és cseppentővel. **A tartalek aplikátor kiszerelésben a csomagolás része a mechanikus porlasztó is. Előfordulhat, hogy mindkét változat nem elérhető a piacon.**

Ártalmatlanítás: A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyógyszerértárhoz.

A tiszta csomagolóanyagot a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki.

Neofyt spol. s r.o. (Kft.), 281 67 Stříbrná Skalice, Pražská 442, Cseh Köztársaság
Tel: (+420) 311 230 754, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz



az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Verze C- 400-003-09-CZ-R15, 2021 04.30

5°C 25°C	Hőmérsékleti határ.	LOT	A tétel száma.
☀	Védje a napfénytől.	🕒	Felhasználható.
🍷	Törékeny, óvatosan kezelje.	🏭	Gyártó.
REF	Referenciaszám.	⚠	Vigyázat, figyelmeztetés.