



# Nutrio BP Electric

Each press of the increase/decrease button is indicated on the display. The default operating time is 30 minutes, after which the suction automatically switches off.

A single charge of the battery (2 hours) will enable 90 minutes of suction.

### Instructions for Use

1. Clean and sterilize all components of the breast pump before each use.
2. Make yourself comfortable and relax.
3. Place the suction cup on your breast and adjust the suction pressure to a comfortable level.
4. Ensure that the breast fits comfortably within the suction pad circumference.
5. After use, clean well and store away for future usage.

\* In case of difficulties, ensure that all components are correctly fitted.

### Maintenance

1. Disassemble all components when washing.
2. It is recommended to disinfect all parts of the device.
3. Carefully remove the valve from the silicone cap to avoid any damage. If the valve is damaged, the device will not function properly.
4. Use a soft fibre cloth to prevent scratches whilst cleaning any surfaces.
5. To sterilize we recommend the TrueLife Nutrio sterilizer.
6. Do not place in a dishwasher.
7. Do not place the motor unit in water. Wipe the display with a soft cloth.

### Information for the User

1. Always consult your doctor about using the breast pump.
2. Be especially careful when dismantling and storing the breast pump. Loss of individual parts prevents the device from functioning.
3. Keep the device away from children and minors.
4. Do not express milk if you feel pain, in order to prevent injury to the breasts.
5. Do not continue with use for more than 5 minutes if no milk is expressed.
6. If the pressure level is unpleasant, remove the breast pump from the breast.
7. Before use, check that the device fits well to your breast.
8. Wash and disinfect the device before use, clean and dry again after use.
9. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents for cleaning.
10. The product is intended to be used by only one user.

### Storage and Feeding

1. You can store breast milk in the refrigerator for up to 48 hours, it is recommended to cool the milk immediately after expressing.
2. Breast milk can also be frozen and stored for up to 3 months.
3. Breast milk should only be stored in sterilized bottles or sterilized storage containers.
4. Label the containers in the refrigerator with the date of expiration.
5. Do not refreeze defrosted milk.
6. Do not mix fresh and thawed milk.
7. Heat milk in warm water or in a bottle heater.
8. Always check the milk's temperature before feeding.
9. Do not under any circumstances heat the milk in a microwave oven.
10. After feeding, any leftover milk should be poured away.

### Package Contents

- Control unit/Motor unit
- USB cable/Adapter
- Tube
- Breast pump
- Protective cap
- Silicone breast shield
- Teat
- Protective bottle cap
- Instruction Manual

### Manufacturer's Responsibility

TrueLife products are covered by a manufacturing warranty. It is the responsibility of Elem6 s.r.o. to repair or replace any defective parts or products for a comparable part or product at its sole discretion in the case of any warranty defects. Any other alteration or unauthorised manipulation of the product by outside parties exceeds the terms of this warranty. This also takes effect if the product is damaged as a result of defects caused by negligence or improper use. The warranty does not cover damage resulting from standard usage, breakage or from everyday wear and tear. Elem6 s.r.o. accepts no liability for any accidents, injuries, death, loss or other requirements related to or arising from the use of this product. Elem6 s.r.o. is not under any circumstances liable for incidental or consequential damages related to or resulting from the use of this product or any of its components. Full replacement or replacement of parts and/or products may be subject to shipping, handling or other fees.

Subject to printing errors and changes to information.

### SAFETY DURING USE:

1. Carefully read the User Manual before use.
2. For effective use of this product, read the most up-to-date version of the User Manual at: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu)
3. Subject to printing errors and changes to information.

### Manufacturer:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic



## DE -- BEDIENUNGSANLEITUNG

### Produktbeschreibung

1. Schutzabdeckung für den Saugnapf
2. Stimulierender Silikonauflauf
3. Saugnapf
4. Silikonhütchen
5. Verschluss
6. Schlauch
7. Klappe
8. 150 ml Behälter
9. Schnuller
10. Motor
11. Adapter

### Bedienung

- a. Stimulierung
- b. Massage
- c. Batteriestand
- d. Einstellung der Saugkraft
- e. Betriebszeit
- f. Absaugen
- g. ON/OFF
- h. Änderung der Betriebsart
- i. Erhöhung der Saugkraft
- j. Senkung der Saugkraft

### Installation

\*Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten vor dem Gebrauch gereinigt und desinfiziert wurden.

1. Schieben Sie die Klappe so ein, wie in der Abbildung dargestellt. Die Klappe

dient als Rücklaufventil, ohne diese Klappe funktioniert die Absaugpumpe nicht richtig.

2. Befestigen Sie die Flasche durch Festziehen des Gewindes an der Absaugpumpe.
3. Befestigen Sie das Silikonhütchen. Drücken Sie den Rand des Hütchens an die Absaugpumpe, damit dieses fest sitzt.
4. Verbinden Sie den Verschluss der Absaugpumpe und den Motor mit dem Schlauch. Drücken Sie den Verschluss auf das Silikonhütchen.
5. Befestigen Sie den stimulierenden Silikonauflauf an der Absaugpumpe. Vergewissern Sie sich, dass dieser fest sitzt. Stecken Sie den Adapter in das Stromnetz und wählen Sie den Absaugmodus.

### Saugwirkung

1. Drücken Sie die ON/OFF Taste (Betriebsart der Stimulation).
2. Drücken Sie die Taste „Änderung der Betriebsart“ (Stimulation/Massage/Absaugen).
3. Wählen Sie die Intensität der Stimulation (9 Ebenen).
4. Wählen Sie die Intensität der Absaugung (9 Ebenen).
5. Wählen Sie die Intensität der Massage (9 Ebenen).

Jede Erhöhung/Senkung wird auf dem Display angezeigt.

Die voreingestellte Dauer beträgt 30 Minuten, danach wird die Absaugpumpe automatisch abgeschaltet.

Mit einer Batterieladung (2 Stunden) kann die Absaugpumpe 90 Minuten Milch absaugen.

### Bedienungsanleitung

1. Reinigen und sterilisieren Sie alle Teile der Absaugpumpe vor jeder Verwendung.
2. Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie sich.
3. Legen Sie den Saugnapf auf die Brust und stellen Sie den Absaugdruck so ein, damit dieser angenehm ist
4. Vergewissern Sie sich, dass die Brustwarze gut umschlossen ist.
5. Reinigen Sie das Gerät nach der Anwendung und bewahren Sie es für die nächste Anwendung auf.

\*Wenn Komplikationen auftreten, vergewissern Sie sich, ob alle Komponenten richtig angeschlossen sind.

### Pflege der Absaugpumpe

1. Nehmen Sie die Absaugpumpe im Laufe der Reinigung komplett auseinander.
2. Alle Teile des Gerätes sollten desinfiziert werden.
3. Ziehen Sie die Klappe vorsichtig an der Silikon-schlaufe heraus, damit diese nicht beschädigt wird. Sollte die Klappe beschädigt werden, wird das Gerät nicht richtig funktionieren.
4. Verwenden Sie für die Reinigung Tücher mit feinen Fasern, um Kratzer zu vermeiden.
5. Zur Sterilisierung können Sie den Sterilisor TrueLife Nutrio verwenden.
6. Die Teile dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
7. Tauchen Sie den Motor der Absaugpumpe nicht unter Wasser. Reinigen Sie das Display mit einem feinen Tuch.

### Gebrauchsinformationen

1. Beraten Sie sich über die Verwendung mit Ihrem Arzt.
2. Gehen Sie beim Auseinandernehmen und Zusammenbau der Absaugpumpe umsichtig vor. Durch den Verlust einzelner Teile kann das Gerät nicht mehr funktionieren.
3. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen auf.
4. Saugen Sie keine Milch ab, wenn Sie Schmerzen verspüren, so wird eine Verletzung der Brust verhindert.
5. Saugen Sie nicht länger als 5 Minuten, wenn keine Milch fließt.
6. Nehmen Sie die Absaugpumpe von der Brust wenn Sie einen unangenehmen Druck verspüren.
7. Kontrollieren Sie vor der Anwendung, ob das Gerät gut an der Brust sitzt.
8. Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät vor der Anwendung, reinigen und desinfizieren Sie es auch nach der Anwendung und lagern Sie es im Trockenen.
9. Verwenden Sie keine antibakteriellen Mittel und auch keine Scheuermittel zur Reinigung.
10. Das Gerät ist nur zum Absaugen von Muttermilch von nur einer Person bestimmt.

### Lagerung und Fütterung

1. Sie können die Muttermilch im Kühlschrank 48 Stunden lang lagern, nach dem Absaugen sollte die Milch sofort gekühlt werden.
2. Die Muttermilch kann auch eingefroren und 3 Monate gelagert werden.
3. Nur in sterilisierten Flaschen oder sterilisierten Lagerbehältern aufbewahren.
4. Kennzeichnen Sie die Behälter mit dem Datum der Absaugung.
5. Einmal aufgetaute Milch sollte nicht mehr eingefroren werden.
6. Frische und eingefrorene Milch nicht vermischen.
7. Erwärmen Sie die Milch in warmem Wasser oder in einer Wärmeflasche.
8. Kontrollieren Sie immer die Temperatur, bevor Sie die Milch Ihrem Kind geben.
9. Erwärmen Sie die Milch nie in der Mikrowelle.
10. Die restliche Milch sollte immer entsorgt werden.

### Verpackungsinhalt

- Bedieneinheit/Motor
- USB Kabel/Adapter
- Schlauch
- Absaugpumpe
- Schutzabdeckung des Saugnapfes
- Stimulierender Silikonauflauf
- Schnuller
- Schutzabdeckung der Flasche
- Bedienungsanleitung

### Verantwortung des Herstellers

Auf TrueLife wird eine Garantie gegen Produktionsmängel gewährt. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. verpflichtet sich bei solchen Mängeln diese auf Garantie zu reparieren oder den schadhafte Teil oder das Produkt gegen ein neues auszutauschen, dies liegt im Ermessen des Herstellers. Eine jedwede Veränderung oder andere unberechtigte Manipulation mit dem Gerät führt zum Erlöschen der Garantie. Dies gilt auch für den Fall, wenn in Folge eines Mangels, Fahrlässigkeit oder eines anderen Fehlers das Gerät verloren geht oder beschädigt wird. Die Garantie bezieht sich nicht auf Beschädigungen durch die Verwendung oder gängige Abnutzung. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Forderungen jeder Art, die sich aus der Nutzung dieses Produktes ergeben oder damit zusammenhängen. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. übernimmt in keinem Fall die Haftung für zufällige oder sich aus der Nutzung dieses Produktes oder seiner Teile ergebenden Schäden. Die Rückgabe oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder der Produkte kann mit Gebühren für den Transport, die Manipulation, den Austausch und/oder die Ergänzung verbunden sein.

Druckfehler und Änderungen der Informationen vorbehalten.

### SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT:

1. Lesen Sie aufmerksam die beigegepackten Sicherheitsanweisungen.
2. Für einen richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuelle Version der

1. Bedienungsanleitung, die auf der Webseite: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu) heruntergeladen werden kann.
2. Druckfehler und Änderungen der Informationen vorbehalten.

### Hersteller:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik




## CZ -- NÁVOD K POUŽITÍ

### Popis produktu

1. Ochranná krytka na přísavku
2. Zjemňující silikonový nástavec
3. Přísavka
4. Silikonový klobouček
5. Uzávěr
6. Hadička
7. Základka
8. 150 ml láhev
9. Dudlík
10. Motor
11. Adaptér

### Ovládání

- a. Stimulace
- b. Masáž
- c. Stav baterie
- d. Nastavená úroveň odsávání
- e. Cas provozu
- f. Odsávání
- g. ON/OFF
- h. Změna módu
- i. Zvýšení úrovně odsávání
- j. Snížení úrovně odsávání



### Instalace

\*Ujistěte se, že před použitím jsou všechny komponenty vyčištěné a vydezinfikované.

1. Zasuňte základku, tak jak to vidíte na obrázku. Základka funguje jako zpětný ventil, bez něj odsávačka nebude správně fungovat.
2. Připevňte lahev k odsávače utažením závitu.
3. Připevňte silikonový klobouček. Přitlačte okraj kloboučku k odsávače tak, aby byl pevně usazen.
4. Propojte hadičkou uzávěr odsávačky s motorem. Přitlačte uzávěr nad silikonový klobouček.
5. Stimulační silikonový nástavec připevňte do odsávačky. Ujistěte se, že je správně připevněný. Připojte adaptér do sítě a zvolte si mód odsávání.

### Odsávání

1. Stlačte ON/OFF tlačítko (základní mód stimulace).
2. Stlačte tlačítko „Změna módu“ (stimulace/masáž/odsávání).
3. Zvolte si intenzitu stimulace (9 úrovní).
4. Zvolte si intenzitu odsávání (9 úrovní).
5. Zvolte si intenzitu masáže (9 úrovní).

Každé stlačení tlačítka zvýší/sníží se zobrazí na displeji.

Přednastavený čas provozu je 30 minut, po kterých se odsávačka automaticky vypne.

Na jedno nabití (2 hodiny) vydrží odsávačka 90 minut odsávání.

### Návod k použití

1. Před každým použitím všechny části odsávačky vyčistíte a sterilizujete.
2. Udělejte si pohodlí a uvolněte se.
3. Přiložte přísavku na prs a nastavte tlak odsávání tak, aby vám to bylo příjemné
4. Ujistěte se, že obvod přísavky lemuje dvorec prsu
5. Po použití zařízení umyjte a uskladněte pro další používání.

\*V případě komplikací zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně zapojené.

### Údržba odsávačky

1. Odsávačku při umývání zcela rozeberte.
2. Všechny části zařízení se doporučuje dezinfikovat.
3. Základku opatrně vytáhněte za silikonové ouško, aby se nepoškodila. Pokud by se základka poškodila, zařízení nebude správně fungovat.
4. K čištění používejte utěrky s jemnými vlákny, aby se předešlo poškrábání.
5. Ke sterilizaci můžete použít sterilizátor TrueLife Nutrio.
6. K mytí nepoužívejte myčku na nádobí.
7. Motor odsávačky neponořujte pod vodu. Displej otřete jemnou utěrkou.

### Informace pro uživatele

1. O použití se poraďte se svým lékařem.
2. Buďte obzvlášť obezřetní při rozebírání a skládání odsávačky. Ztráta jednotlivých částí znemožňuje funkčnost zařízení.
3. Zařízení držte z dosahu dětí a mladistvých.
4. Neodsávejte mléko dříve než 5 minut v případě, že se vám nedáří odsát žádné mléko.
5. Neodsávejte déle než 5 minut v případě, že se vám nedáří odsát žádné mléko.
6. V případě nepříjemného tlaku odstraňte odsávačku z prsu.
7. Před použitím zkontrolujte, zda vami zařízení dobře přiléhá k prsu.
8. Před použitím zařízení umyjte a vydezinfikujte, po použití opět umyjte a skladujte v suchu.
9. Nepoužívejte k čištění brusné ani agresivní čisticí prostředky.
10. Produkt je určený k odsávání mateřského mléka pouze jedním uživatelem.

### Skladování a krmení

1. Mateřské mléko můžete skladovat v chladničce po dobu 48 hodin, po odsátí se doporučuje mléko ihned zchladit.
2. Mateřské mléko je možné také zamrazit a skladovat po dobu 3 měsíců.
3. Skladujte pouze ve sterilizovaných lahvích nebo sterilizovaných úložných nádobách.
4. Označte si nádoby v chladničce datem odsátí.
5. Jednou rozmrazené mléko již nezmarzujte.
6. Nemíchejte čerstvé a rozmrazené mléko.
7. Mléko ohřívejte v teplé vodě nebo v ohřívací lahvi.
8. Před krměním vždy zkontrolujte teplotu.
9. V žádném případě neohřívejte mléko v mikrovlnné troubě.
10. Mléko, které po krmění zůstane vždy vylijte.

### Obsah balení

- Ovládací jednotka/Motor
- USB kabel/Adapter
- Hadička
- Odsávačka
- Ochranná krytka na přísavku
- Stimulační silikonový nástavec
- Dudlík
- Ochranný kryt lahve
- Manuál

### Odpovědnost výrobce

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinnosti společnosti

elem6 s.r.o. je v případě takovýchto vad ze záruky je opravít nebo vyměnit vadnou část nebo výrobek za porovnatelnou část nebo výrobek dle vlastního uvážení. Jakákoliv změna nebo jiná neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku vady, nedbalosti nebo jiné chyby na výrobku dojde k jeho ztrátě nebo poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, rozbití nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související s používáním z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody související s používáním z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrazení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte připojené bezpečnostní pokyny.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
3. Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

### Výrobce:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika




## SK -- NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### Popis produktu

1. Ochranná krytka na přísavku
2. Zjemňujúci silikónový nástavec
3. Prísavka
4. Silikónový klobúčik
5. Uzávěr
6. Hadička
7. Základka
8. 150 ml fľaša
9. Cumlík
10. Motor
11. Adaptér

### Ovládanie

- a. Stimulovanie
- b. Masáž
- c. Stav batérie
- d. Odsávanie
- e. Nastavená úroveň satia
- f. Čas prevádzky
- g. ON/OFF
- h. Zmena módu
- i. Zvýšenie úrovne satia
- j. Zníženie úrovne satia



### Instalácia

\*Uistite sa, že pred použitím sú všetky komponenty vyčistené a vydezinfikované.

1. Zasuňte základku, tak ako to vidíte na obrázku. Základka funguje ako spätný ventil, bez nej odsávačka nebude fungovať správne.
2. Pripievňte fľašu k odsávačke utiahnutím závitu.
3. Pripievňte silikónový klobúčik. Prítlačte okraj klobúčika k odsávačke tak, aby ste zaistili stabilitu.
4. Pripievňte hadičkou uzávěr odsávačky s motorom. Prítlačte uzávěr nad silikónový klobúčik.
5. Zjemňujúci silikónový nástavec pripievňte do odsávačky. Uistite sa, že je pripevnený správne. Pripojte adaptér do siete a zvolte si mód odsávania.

### Odsávanie

1. Stlačte ON/OFF tlačidlo (základný mód stimulácie).
2. Stlačte tlačidlo „Zmena módu“ (stimulácia/masáž/odsávanie).
3. Zvolte si intenzitu stimulácie (9 úrovní).
4. Zvolte si intenzitu odsávania (9 úrovní).
5. Zvolte si intenzitu masáže (9 úrovní).

Každé stlačenie tlačidla zvýší/zníži zobrazí na displeji.

Přednastavený čas prevádzky je 30 minút, po ktorých sa odsávačka automaticky vypne.

Na jedno nabitie (2 hodiny) vydrží odsávačka 90minút odsávania.

### Návod na používanie

1. Pred každým použitím všetky časti odsávačky vyčistíte a sterilizujete.
2. Urobte si pohodlie a uvoľnite sa.
3. Priložte prísavku na prsník a nastavte tlak odsávania podľa vami zvolenej príjemnosti.
4. Uistite sa, že obvod prísavky lemuje prsník.
5. Po použití zariadenie umyte a uskladnite pre ďalšie používanie.

\*V prípade komplikácií skontrolujte, či sú všetky komponenty správne zapojené.

### Údržba odsávačky

1. Odsávačku pri umývání úplne rozeberte.
2. Všetky časti zariadenia sa odporúča dezinfikovať.
3. Základku opatrně vytáhněte za silikonové ouško aby se nepoškodila. Pokiaľ sa základka poškodí, zariadenie nebude fungovať správne.
4. K čisteniu používajte uterky s jemnými vláknami, aby sa predišlo poškrabaniu.
5. Ke sterilizácii môžete použiť sterilizátor TrueLife Nutrio.
6. Nepoužívajte umývačku riadu.
7. Motor odsávačky neponořajte pod vodu. Displej otřete utierkou z jemných vlákien.


### Informácie pre užívateľa

1. O používaní sa poraďte so svojim lekárom.
2. Buďte obzvlášť obezretní pri rozkladaní a skladaní odsávačky. Stratá jednotlivých častí znemožňuje funkčnosť zariadenia.
3. Zariadenie držte z dosahu detí a mladistvých.
4. Neodsávejte mlieko čez bolesť aby ste predišli poraneniu prsníka.
5. Neodsávejte dlhšie ako 5 minút v prípade, že sa vám nedá odsáť žiadne mlieko.
6. V prípade nepříjemného tlaku zložte odsávačku z prsníka.
7. Pred použitím zkontrolujte, či vám zariadenie sedí na prsníku.
8. Pred použitím zariadenie umyte a vydezinfikujte, umyte po použití a skladujte v suchu.
9. Nepoužívaťe k čisteniu brusné ani agresívne čistiace prostriedky.
10. Produkt je určený len k odsávaniu materského mlieka jedinou osobou.

### Skladovanie a krmenie

1. Materské mlieko môžete skladovať v chladničce po dobu 48 hodín, odporúča sa odsaté mlieko ihneď po odsátí schladit.
2. Materské mlieko je možné aj zamraziť a skladovať po dobu 3 mesiacov.
3. Skladujte len v sterilizovaných fľaškách alebo sterilizovaných úložných nádob.
4. Označte si nádoby v chladničce dátumom odsatia.
5. Raz rozmrazené mlieko už nezmarzujte.
6. Nemiešajte čerstvé a rozmrazené mlieko.
7. Mlieko ohrievajte v teplej vode alebo v ohrieváči fľašiek.
8. Pred krměním vždy skontrolujte teplotu.

## Installation / Installation / Instalace / Instalação / Instalacja / Összeállítás / Namestitev / Namještanje



## EN -- INSTRUCTIONS FOR USE

### Product Description

1. Protective cap
2. Silicon breast shield
3. Suction cup
4. Silicon diaphragm
5. Screw-on top
6. Tube
7. Valve
8. 150 ml bottle
9. Teat
10. Motor unit
11. Power adapter

### Controls

- a. Stimulation
- b. Massage
- c. Battery status
- d. Suction level controls
- e. Timer
- f. Suction
- g. ON/OFF
- h. Mode selection
- i. Increase suction
- j. Decrease suction

### Installation

\*Ensure that all components are cleaned and sterilized before use.

1. Fix the valve as shown. Incorrect fitting will cause malfunction as the valve prevents back-flow.
2. Twist the bottle onto the breast pump.
3. Attach the silicone diaphragm. Press the lower edges down into the aspirator so that it is firmly seated.
4. Attach the motor unit's tube to the breast shield cap. Press the cap down to close.
5. Attach the silicone breast shield to the suction cup. Make sure it is secure. Connect the adapter to the mains and choose the suction mode

### Suction

1. Press ON/OFF button (basic stimulation mode).
2. Press "Change mode" (stimulation/massage/suction).
3. Select stimulation intensity (9 levels).
4. Select suction intensity (9 levels).
5. Select massage intensity (9 levels).

9. V ziadnom prípade neohrievajte mlieko v mikrovlnnej rúre.

10. Mlieko, ktoré po kmeni ostane vždy vylejte.

**Obsah balenia**

- Ovládacia jednotka/Motor
- USB kábel/Adaptér
- Hadička
- Odsávačka
- Ochranná krytka na prívavku
- Zjemňujúci silikónový nastavec
- Cumlik
- Ochranný kryt flašky
- Manuál

**Zodpovednosť výrobcu**

Na výrobky TrueLife sa vzťahuje záruka na výrobné vady. Povinnosťou spoločnos-ti elemó s.r.o. je v prípade takýchto vád zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčasť alebo výrobok za porovnatelnú súčasť alebo výrobok podľa vlastného uvá-zenia. Prevod, zmena alebo iná neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku zvydy, nedbanli-vosti alebo inej chyby vo výrobku dôjde k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opo-trebenia. Spoločnosť elemó s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné požiadavky súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť elemó s.r.o. v žiadnom prípade neniesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku alebo niektorej z jeho súčastí. Vrátene alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, ma-nipuláciu, výmenu alebo doplnenie.

Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

**BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM:**

- Pozorne si prečítajte príbalené bezpečnostné inštrukcie.
- Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte najaktuálnejšiu verziu ma-nuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
- Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

**Výroba:**  
elemó s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6,  
Česká republika




-----**PL – INSTRUKCJA UŻYCIA**-----

<b>Opis produktu</b>	
a. Nasadka przysawki	7. Migawka
2. Stymulująca nasadka silikonowa	8. 150ml pojemnik
3. Przysawka	9. Smoczek
4. Silikonowy kapelusz	10. Silnik
5. Zamknięcie	11. Adapter
6. Wąż	

**Kontrolowane**

- Stymulacja
- Masaż
- Stan baterii
- Ustawiony poziom ssania
- Czas działania
- Aspiracja
- g. ON/OFF
- h. Zmiana trybu
- i. Zwiększ poziom ssania
- j. Zmniejsz poziom ssania



**Instalacja**

\*Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są oczyszczone i zdezynfekowane.

- Przesuń klappę, jak pokazano. Kłapa działa jak zawór zwrotny bez prawidłowego działania aspiratora.
- Przymocuj butelkę do aspiratora, dokręcajączatyckę.
- Założ silikonową nasadkę. Wciśnij krawędź nasadki na aspirator, aby był mocno osadzony.
- Podłącz nasadkę aspiratora do silnika. Naciśnij nasadkę na silikonowej nasadce.
- Przymocuj stymulator silikonowy do aspiratora. Upewnij się, że jest dobrze przymocowany. Podłącz adapter do sieci i wybierz tryb ssania.

**Ssanie**

- Naciśnij przycisk ON / OFF (podstawowy tryb stymulacji).
- Naciśnij „Zmień tryb” (stymulacja / masaż / aspiracja).
- Wybierz intensywność stymulacji (9 poziomów).
- Wybierz intensywność ekstrakcji (9 poziomów).
- Wybierz intensywność masażu (9 poziomów).

Każde naciśnięcie przycisku zwiększania / zmniejszania pojawia się na wyświetlaczu.

Wstępnie ustawiony czas działania wynosi 30 minut, po czym aspirator wyłącza się automatycznie.

Po jednym ładowaniu (2 godziny) aspirator może wytrzymać 90 minut zasysania.

**Instrukcja użycia**

- Przed każdym użyciem oczyść i wysterylizuj wszystkie części aspiratora.
- Rozgość się i zrelaksuj.
- Umieść przysawkę na piersi i dostosuj ciśnienie ssania, aby było wygodne.
- Upewnij się, że przysawka otacza sutek.
- Po użyciu umyć i przechowywać do przyszłego użytku.

\*W przypadku komplikacji sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo podłączone.

**Konserwacja**

- Laktator rozłóż na części przed myciem.
- Zaleca się dezynfekcję wszystkich części urządzenia.
- Ostrożnie wyciągnij migawkę z silikonowej zakładki, aby uniknąć uszkodzenia. Jeśli migawka jest uszkodzona, urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Do czyszczenia używaj delikatnych ściereczek z włóknami, aby uniknąć zarysowań.
- Do sterylizacji można użyć sterylizatora TrueLife Nutrio.
- Nie używaj zmywarki do mycia.
- Nie zanurzaj silnika aspiratora pod wodę. Przetrzyj wyświetlacz miękką szmatką.

**Informacje dla użytkownika**

- Poproś swojego lekarza o poradę w kwestii użycia laktatora.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas demontażu i składania laktatora. Utrata poszczególnych części uniemożliwia działanie urządzenia.
- Trzymaj z dala od dzieci i młodzieży.
- Nie odciągaj mleka, jeśli odczuwasz ból, aby zapobiec urazowi piersi.
- Nie odciągaj dłużej niż 5 minut, jeśli mleko nie zostanie zassane.

6. W przypadku nieprzyjemnego nacisku zdejmij laktator z piersi.

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie dobrze pasuje do piersi.
- Sprzet należy umyć i zdezynfekować przed użyciem, umyć i wysuszyć po użyciu.
- Nie używaj antybakteryjnych lub ściernych środków czyszczących.
- Produkt jest przeznaczony do odsysania mleka tylko dla jednego użytkownika.

**Przechowywanie i karmienie**

- Możesz przechowywać mleko matki w lodówce przez 48 godzin.
- Mleko matki można również zamrozić i przechowywać przez 3 miesiące.
- Przechowywać tylko w sterylnych butelkach lub sterylizowanych pojemnikach do przechowywania.
- Oznacz pojemniki w lodówce datą aspiracji.
- Nie zamrażać ponownie rozmrożonego mleka.
- Nie mieszaj świeżego i rozmrożonego mleka.
- Podgrzej mleko w ciepłej wodzie lub w podgrzewaczu do butelek.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę przed karmieniem.
- Pod żadnym pozorem nie wolno podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej.
- Mleko pozostałe po karmieniu.

**Zawartość opakowania**

- Jednostka sterująca / silnik
- Kabel USB / Adapter
- Wąż
- Laktator
- Nasadka przysawki
- Stymulująca nasadka silikonowa
- Smoczek
- Pokrywa ochronna butelki
- Podręcznik użytkownika

**Opowiedzialność producenta**

Produkty TrueLife objęte są gwarancją na wady produkcyjne. Elemó s.r.o. w przy-padku takich wad gwarantujących naprawi lub wymieni wadliwą część lub produkt na porównywalną część lub produkt według własnego uznania. Wszelkie zmia-ny lub inne nieautoryzowane manipulacje produktem oznaczają przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt zostanie zgubiony lub uszkodzony w wyniku wady, zaniebaidania lub innej usterki produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, uszkodzenia lub normalnego zużycia. Elemó s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegolwiek wypadek, obrażenia, śmierć, straty lub inne wymagania związane z korzystaniem z tego produktu. Elemó s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne związane z korzystaniem z tego produktu lub jego składników. Wymiana lub wymiana części zamiennych i / lub produktów może podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i / lub uzupełnianie.

Z zastrzeżeniem błędów drukowania i zmian informacji.

**BEZPECZENSTWO PRACY Z URZĄDZENIEM:**

- Przeczytaj uważnie dołączone instrukcje bezpieczeństwa.
- Proszę zapoznać się z najnowszą wersją podręcznika dostępną do pobrania na stronie: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu) w celu właściwego postępowania z produktem.
- Z zastrzeżeniem błędów drukowania i zmian informacji.

**Producent:**

elemó s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6,  
Republika Czeska



-----**HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**-----

-----**SLO – NAVODILA ZA UPORABO**-----

**Termékleírás**

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Szívőcsésze védőkupakja   | 7. Kifolyószepel   |
| 2. Stimuláló szilikon feltét | 8. 150 ml-es edény |
| 3. Szívőcsésze               | 9. Cumi            |
| 4. Szilikon sapka            | 10. Motor          |
| 5. Zárfedél                  | 11. Adapter        |
| 6. Cső                       |                    |

**Szabályozás**

- Stimulálás
- Massázs
- Az elem állapota
- A szívás beállított szintje
- Üzemidő
- Leszívás
- g. ON/OFF
- h. Üzememód változása
- i. A szívóerő növelése
- j. A szívóerő csökkentése

**Összeállítás**

\* Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrészt tiszta és fertőtle-nített.

- Csúsztassa be a zárfedelet az ábrán látható módon. A zárfedél visszacsapó szelepként működik, nélküle a mellzívó nem működik megfelelően.
- Erősítse a palackot a mellzívóhoz a menet meghúzásával.
- Csatlakoztassa a szilikon sapkát. Nyomja a sapka széléát a mellzívóhoz, úgy, hogy szilárdan illeszkedjen.
- A csővel kösse össze a mellzívó zárfedelőát a motorral. Nyomja meg a zárfé-déát a szilikonsapka fölött.
- Erősítse a stimuláló szilikon feltétet a mellzívóhoz. Ellenőrizze, hogy me-gfelelően csatlakozik-e Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz, és válassza ki a szívás üzemmódját.

**Szívás**

- Nyomja meg az ON / OFF gombot (stimuláció alap üzemmódjá).
- Przymocuj meg az „Üzememód módosításá” gombot (stimuláció/masszáz/seszívás).
- Válassza ki a stimuláció intenzitását (9 szint).
- Válassza ki a leszívás intenzitását (9 szint).
- Válassza ki a masszázs intenzitását (9 szint).

A növelni/csökcenteni gomb minden megnyomása megjelenik a kijelzőn.

Az előre beállított üzemidő 30 perc, ennek leteltével a mellzívó automatikusan kikapcsol.

Egy feltöltéssel (2 óra) a szívőfély 90 percig működik.

**Használati útmutató**

- Minden használat előtt tisztítsa meg és sterilizálja a mellzívó összes alkatrészt.
- Helyezze magát kényelembé és lazitson.
- Helyezze a mellzívót a mellére, és állítsa be a szívónyomást, hogy kényelmes legyen.
- Győződjön meg róla, hogy a mellzívó pereme körülveszi a mellbimbó környé-két.
- Használat után mossa el a berendezést, és tárolja a következő használatig.

\* Probléma esetén ellenőrizze, hogy az összes alkatrészt megfelelően csatlakozik-e.

**A mellzívó karbantartása**

- A mellzívót teljesen szedje szét, amikor elmossa.
- Javasoljuk az szilikon minden részének fertőtlenítést.
- A zárfedél elszökik fullénél fogva óvatosan húzza ki, hogy ne sérüljön. Ha a fedél megsérült, a készülék nem működik megfelelően.
- A karcolások elkerülése érdekében a tisztításhoz használjon finomszálás töröl-ködőket.
- A sterilizáláshoz használhatja a TrueLife Nutrio sterilizátort.
- Az elmosáshoz ne tegye be a mosogatógépbé.
- A mellzívó motorját ne merítse vízbe. A kijelzőt puha ruhával törölje le.

**Információk a felhasználók számára**

- Használatát beszélje meg orvosával.
- Legyen különösen óvatos a mellzívó szétszedése és összerakása során. Az egyes alkatrészek elvesztése lehetetlenül teszi a készülék működését.
- Gyermekektől és kiskorúaktól tartsa távol.
- Ne szívja a tejet, ha fájdalmat érez, megelőzi ezzel a mell sérülését.
- Ne szívja 5 percnél hosszabb ideig, ha nem sikerül leszívni semmit.
- Kellemetlen nyomás esetén vegye le a mellzívót a mellről.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék jól illeszkedik-e a mellére.
- Használat előtt mossa el és fertőtlenítse a készüléket, használat után ismét mos-sa el és tárolja száraz helyen.
- A tisztításhoz ne használjon abrazív vagy agresszív tisztítószereket.
- A termék rendeltetésé, hogy csak egy felhasználó használja ayanete leszívására.

**Tárolás és étetés**

- Az anyatej 48 órán keresztül tárolható a hűtőszekrényben, leszívás után aján-latos a tejet azonnal lehűteni.
- Az anyatej fagyasztható is és 3 hónapig tárolható.
- Csak sterilizált palackokban vagy sterilizált tárolóedényekben tárolja.
- Jelölje meg az edényeket a hűtőszekrénybe a leszívás dátumával.
- Ne fagyassza le újra a felolvasztott tejet.
- Ne keverje össze a friss és a felolvasztott tejet.
- Meleg vízben vagy palackmelegítőben melegítse fel a tejet.
- Étetés előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet.
- A tejet nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni.
- Az étetés után megmaradt tejet öntsé ki.

**A csomag tartalma**

- Vezérlőegység / motor
- USB kábel / adapter
- Cső
- Leszívó
- Szívőcsésze védőkupakja
- Stimuláló szilikon feltét
- Cumi
- Védőfedél az üvegre
- Kézikönyv

**A gyártó felelőssége**

A TrueLife termékek esetében a garancia vonatkozik a gyártási hibákra. Az elemó s.r.o. kötelezettsége ilyen hibák esetén elvégezni a garanciális javítást, vagy kicse-relni a hibás alkatrészt vagy a terméket egy hasonló alkatészre vagy termékre, saját belátása szerint. A termék bármilyen megváltoztatása vagy egyéb jogosu-latlan beavatkozás e jótállás köréne k túllépését jelenti. Abban az esetben is, ha hiba, gondatlanság vagy a termék hibája miatt bekövetkezik a termék elvesztése vagy sérülése. A jótállás nem vonatkozik a használatból, összetörésből vagy a szokásos kopásból eredő károkra. Az elemó s.r.o. társaság nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, sérülésért, halálért, veszteségért vagy egyéb, a termék használatából következő, vagy azzal kapcsolatos követelésért. Az elemó s.r.o. társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék vagy annak bármely tartozéka használatával összefüggő, vagy használatából eredő, véletlenszerű vagy következményes károokért. A pótalkatrészek vagy a termékek visszaszolgáltatása vagy cseréje szállítási, kezelési, csere költségekkel járhat

A nyomdahibák és az információk változtatásának jogát fenntartjuk.

**MIUNKABIZTONSÁG A GÉPPEL**

- Figyelemmel olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat.
- A termék helyes kezeléséhez olvassa el a kézikönyv legújabb verzióját, amely az alábbi oldalról tölthető le: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
- A nyomdahibák és az információk változtatásának jogát fenntartjuk.

**Gyártó:**

elemó s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6,  
Cseh Köztársaság




-----**SLO – NAVODILA ZA UPORABO**-----

**Opis izdelka**

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Zaščitni pokrov prsne školjke | 7. Ventil          |
| 2. Masažni silikonski nastavek   | 8. 150 ml posodica |
| 3. Prsna školjka                 | 9. Cuceľj          |
| 4. Silikonska membrana           | 10. Motor          |
| 5. Pokrov                        | 11. Adapter        |
| 6. Cevka                         |                    |

**Upravljanje**

- Stimuliranje
- Masaža
- Stanje baterije
- Nastavljanje nivo črpanja
- Čas delovanja
- Črpanje
- g. ON/OFF
- h. Sprememba načina
- i. Povišanje nivoja črpanja
- j. Znižanje nivoja črpanj



**Naměstitev**

\*Prepričajte se, da so pred uporabo vse komponente očiščene in dezinficirane.

- Vstavite ventil, kot vidite na sliki. Ventil ima funkcijo protipovratnega ventila, brez katerega prsna črpalka ne bo pravilno delovala.
- Pritrdite stekleničko na prsno črpalko z zatesnitvijo navoja.
- Privčistite silikonsko membrano. Pritisnite rob membrane na prsno črpalko tako, da se bo trdno usedel.
- S cevko povežite pokrov prsne črpalke z motorjem. Potisnite pokrov na silikon-sko membrano.
- Masažni silikonski nastavek pritrdite v prsno črpalko. Prepričajte se, da je pravil-no pritrjen. Povežite adapter z električnim omrežjem in izberite način črpanja.

**Sesanje**

- Pritisnite tipko ON/OFF (osnovni način stimulacije).
- Pritisnite tipko »Sprememba načina« (stimulacija/masaža/črpanje).

- Izberite intenzivnost stimulacije (9 nivojev).
- Izberite intenzivnost črpanja (9 nivojev).
- Izberite intenzivnost masaže (9 nivojev).

Vsak pritislek na tipki povečaj/zmanjšaj se prikaže na zaslonu.

Prednatavljen čas delovanja je 30 minut, po katerih se prsna črpalka samodejno izklopi.

Z enim polnjenjem (2 uri) prsna črpalka zdrži 90 minut črpanja.

**Navodila za uporabo**

- Pred vsako uporabo vse dele prsne črpalke očistite in sterilizirajte.
- Udobno se namestite in se vprobite.
- Pristavite prsno školjko na dojko in nastavite pritislek črpanja tako, da vam bo prijetno.
- Prepričajte se, da obseg obrobja hranišče nikolobar.
- Po uporabi napravou umijte in spradite za nadaljnjo uporabo.

\*V primeru zapletov preverite, ali so vse komponente pravilno vključene.

**Vzdrževanje prsne črpalke**

- Prsno črpalko pri pomivanju povsem razstavite.
- Pri vseh delih naprave je priporočena dezinfekcija.
- Ventil previdno izvlecite za silikonsko ušesce, da se ne poškoduje. Če se ventil poškoduje, naprava ne bo pravilno delovala.
- Za čiščenje uporabljajte krpice z mehkim vlakni, da preprečite praske.
- Za sterilizacijo lahko uporabite sterilizator TrueLife Nutrio.
- Za pomivanje ne uporabljajte pomivalnega stroja.
- Motor prsne črpalke ne potaplajte pod vodo. Zaslon obrišite z mehko krpjo.

**Informacije za uporabnika**

- O uporabi se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Se posebej bodite previdni pri razstavljanju in sestavljanju prsne črpalke. Izgubljeni posamezni deli lahko povzročijo nedelovanje naprave.
- Napravo hranite izven dosega otrok in mladostnikov.
- Če čutite bolečino, mleka ne črpitej, tako boste preprečili poškodbe prsi.
- Ne črpitej dlje kot 5 minut, če vam ne uspe načrpati nobenega mleka.
- V primeru neprijetne pritiska prsno črpalko odstranite z dojke .
- Pred uporabo preverite, ali se naprava dobro prilaga k dojki.
- Pred uporabo napravou umijte in dezinficirajte, po uporabi jo ponovno umijte in hranite na suhem mestu.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Izdelek je namenjen za črpanje materinega mleka za samo enega uporabnika.

**Shranjevanje in hranjenje**

- Materino mleko lahko hranite v hladilniku 48 ur, po črpanju je priporočeno mleko takoj ohladiti.
- Materino mleko lahko tudi zamrznete in hranite 3 mesece.
- Hranite ga le v steriliziranih steklenih ali steriliziranih posodah za shranjevanje.
- Posebej se morate izogibati uporabi pri dojenčkih.
- Posode v hladilniku označite z datumom črpanja.
- Mleka, ki ga enkrat odmrznete, ne zamrzujte več.
- Ne mešajte svežega in odmrznjenega mleka.
- Mleko segrevajte v topli vodi ali v grelniku za stekleničke.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo.
- V nobenem primeru ne segrevajte mleka v mikrolavolni pečici.
- Mleko, ki ostane po hrانjenju, vedno odlijte.

**Vsebina embalaže**

- Upravljalna enota/Motor
- USB-kábel/Adapter
- Cevka
- Prsna črpalka
- Zaščitni pokrov prsne školjke
- Masažni silikonski nastavek
- Cuceľj
- Zaščitni pokrov stekleničke
- Priročnik

**Odgovornost proizvajalca**

Za izdelke TrueLife velja garancija za proizvodne napake. Dolžnost družbe elemó s.r.o. na podlagi garancije je, da v primeru takšnih napak popravi ali zamenja pokvarjen del ali izdelek za primerljiv del ali izdelek po lastni presoji. Kakršnoli sprememba ali drugo nepooblaščno rokovanje z izdelkom pomeni prekoračit ev obsega te garancije. Tako je tudi v primeru, da zaradi posledic okvare, nepozornosti ali druge napake na izdelku pride do njegove izgube ali poškodbe. Garancija ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe, razbitja ali običajne obrabe. Družba elemó s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nesreče, poškodbe, smrt, izgubo ali druge zahtevke, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba elemó s.r.o. v nobenem primeru ni odgovorna za naključne ali posledične škode, ki so povezane ali izhajajo iz uporabe tega izdelka ali njegovega dela. Vračilo ali menjava nadomestnih delov in/ali izdelkov je lahko predmet doplačila za prevoz, rokovanje, menjavo in/ali dopolnilo.

Napake v tisku in spremembe podatkov pridržane.

**VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO:**

- Pozorno preberite priložene varnostne napotke.
- Za pravilno rokovanje z izdelkom preberite najnovejšo različico priročnika, ki je za prenos na voljo na strani: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
- Napake v tisku in spremembe podatkov pridržane.

**Proizvajalec:**

elemó s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6,  
Česka republika



-----**HR – NAPUTAK ZA UPORABU**-----


-----**HR – NAPUTAK ZA UPORABU**-----

**Opis proizvoda**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Zaštitni poklopac za usisni jastučić | 7. Poklopac        |
| 2. Stimulacijski silikonski nastavak    | 8. 150 ml spremnik |
| 3. Vakuumski držač                      | 9. Duda            |
| 4. Silikonska kapica                    | 10. Motor          |
| 5. Poklopac                             | 10. Motor          |
| 6. Cjevčica                             | 11. Adapter        |

**Upravljanje**

- Stimuliranje
- Masaža
- Stanje baterije
- Podošena razina sisanja (isisavanja)
- Vrijeme rada
- Odisavanje
- g. Uključeno (ON) / Isključeno (OF)
- Promijeni način
- Povečaj razinu usisavanja
- Spuštavanje razine usisa



**Namještanje**

\*Prije prve uporabe provjerite da li su sve komponente očiščene i dezinficirane.

- Gurnite poklopac kao što je prikazano na slici. Poklopac djeluje kao povratni ventil. Bez njega