



AquaFloss Compact

EN – INSTRUCTIONS FOR USE

Product description:

1. Head release button
2. On/Off button
3. "Change mode" button
4. Mode indicator lights
5. Handle
6. Charging station
7. Head
8. Identification ring
9. Suction hose
10. Filter
11. Water reservoir threaded fitting
12. Water reservoir
13. Water reservoir cap

Note: Residual moisture may be found in the unit. This is the distilled water used during product testing.


Instructions:

1. Charging

Plug the charging station into the socket. Place the TrueLife AquaFloss Compact dental water flosser onto the cordless charging stand. The indicator light will flash "CH" while the appliance is charging. When the appliance is fully charged, the light stays on.

Note: If the indicator light flashes "CH" while in use it means the appliance needs to be charged. Charge time is cca 24 hours.

2. Using the AquaFloss Compact dental water flosser



- 1 – Attach head to water flosser. It will click into place when correctly inserted.
- 2 – Open water cap and fill reservoir with water no hotter than 40 °C, then close cap and make sure the water is not overflowing.
- 3 – There are two ways to fill the reservoir: the method shown in Fig. 2 and that shown in Fig. 3, where you slide the reservoir down to detach it from the main unit and fill it via the threaded fitting at the top.
- 4 – Press Mode button and choose desired flossing mode. You can change modes while flossing. Modes:
Normal – for regular flossing.
Soft – for gentle flossing of sensitive gums.
Pulse – for flossing and massaging gums.
- 5 – Leave your mouth slightly open to allow water to flow freely from your mouth into the sink. Choose the mode and press the On/Off button to begin flossing. Direct the water jet onto your teeth and gums at an angle of 90°. Slowly move the jet of water around your teeth. Direct water flow onto gums and between teeth. The AquaFloss Compact is suitable for cleaning braces - aim the water jet between the braces brackets.
- 6 – When you want to change heads, press the On/Off button and then the head release button. Remove the head and insert another, if needed.
- 7 – After flossing, turn the appliance off using the On/Off button. Open the water reservoir cap and pour out the remaining water. Turn the appliance on again using the On/Off button to empty the water from the pump. Press the On/Off button to switch off the appliance and close the water reservoir cap. Wipe the appliance with a dry cloth.

Note: To prevent the spread of bacteria, make sure no water remains in the appliance. If you are not intending to use the appliance for some time, make sure it is completely dry before storing.

Package contents:

- 1x TrueLife AquaFloss Compact
- 1x Charging station
- 2x Standard head
- 1x User's manual

Maintenance:

Use only water and pH neutral products when cleaning. Never use corrosive or abrasive cleaners, as they can damage the appliance. Do not use water hotter than 50 °C. Keep appliance away from high temperatures and direct sunlight.

1. Unit

- Wipe away dirt with a towel or cloth and liquid soap and water, then wipe dry with a clean cloth.
- Do not submerge appliance in water.
- Dry after rinsing.

2. Charging station

- Check plug and cable regularly. Clean with cloth.
- Open the charging base cover, then clean and dry the wireless charger. Repeat regularly.

3. Head

- Rinse head with water and wipe with cloth.
- Change heads regularly: at least once every three months depending on wear and tear.

4. Suction hose

- Clean hose with water and dry with a cloth.
- Do not bend, stretch or twist the suction hose.

5. Water reservoir

- Clean reservoir with water and dry with cloth.
- Dry reservoir thoroughly if not intending to use it for some time.

Troubleshooting:

Problem	Possible cause	Solution
TrueLife AquaFloss Compact water flosser not working	Product has just been purchased or has not been used for more than 3 months	Fully charge appliance over 24 hours
Appliance does not work or works for only a short time after full recharge (24h)	Battery nearing end of life cycle	Contact service centre for further action
Water pressure is low	Head is not clean / Filter is clogged with dirt / Head is misshapen	Insert new head / Clean filter
No water coming out of head	Reservoir is empty / Unit is tilted too much	Fill reservoir / Put unit in correct position (vertical)

Manufacturer's Liability:

TrueLife products are subject to warranty for manufacturing defects. The obligations of the company, elem6 s.r.o., in the case of such defects is to repair or replace the defective component or product under warranty for an equivalent component or product, at the manufacturer's discretion. Transfer of ownership, alteration or unauthorised manipulation of the product exceeds the scope of this warranty, even in cases where defects, negligence and other manufacturing errors result in loss or damage. The warranty does not extend to damage due to use, accident or normal wear and tear. The company, elem6 s.r.o., is not liable for any accidents, injuries, death, loss or other claims related to or resulting from the use of this product. Under no circumstances does the company, elem6 s.r.o., accept liability for incidental or consequential damage related to or resulting from the use of this product or any of its components. Return or exchange of spare parts and/or products may incur fees for transportation, handling, replacement and/or refilling.

This product should be stored out of the reach of children. Children should use it only under adult supervision.

SAFETY WHEN USING THE APPLIANCE:

1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For correct handling of the product, refer to the latest version of the manual, which is available for download at www.truelife.eu
3. Elem6 s.r.o. will not be held responsible for misprints and clerical errors.

Manufacturer:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktbeschreibung:

1. Taste zum Lösen des Kopfes
2. EIN-/AUS-Taste
3. Modustaste
4. Mous-/Meldeleuchten
5. Griff
6. Ladestation
7. Kopf
8. Identifizierungsring
9. Saugschlauch
10. Filter
11. Wasserbehältergewinde
12. Wasserbehälter
13. Deckel des Wasserbehälters

Anmerkung: Im Gerät kann sich Restwasser befinden. Es handelt sich um das bei der Prüfung des Gerätes verwendete destillierte Wasser.



Anweisungen:

1. Aufladen

Schließen Sie den Stecker des Adapters der Ladestation an die Stromversorgung an. Legen Sie die Munddusche TrueLife AquaFloss Compact in die induktive Ladestation ein. Die „CH“-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Nachdem das Gerät komplett aufgeladen wurde, bleibt die Meldeleuchte leuchten.

Anmerkung: Sollte die „CH“-Anzeige während des Gebrauchs blinken, bedeutet das, dass das Gerät fast entladen ist. Das vollständige Aufladen dauert ca. 24 Stunden.

2. Verwendung der Munddusche AquaFloss Compact



- 1 – Schließen Sie den Kopf an die Dusche an. Das Einrasten bedeutet das richtige Einlegen.
- 2 – Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und befüllen Sie ihn mit Wasser, dessen Temperatur 40 °C nicht überschreitet, dann schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass das Wasser nicht überläuft.
- 3 – Der Wasserbehälter kann auf zweierlei Weise mit Wasser befüllt werden. Auf die in der Abbildung Nr. 2 dargestellte Weise und derart, dass der Wasserbehälter aus dem Gerät herausgenommen wird und über sein Gewinde im oberen Bereich befüllt wird, genau wie in der Abbildung Nr. 3 gezeigt ist.
- 4 – Drücken Sie die Modustaste und wählen Sie den gewünschten Duschmodus aus. Der Modus kann auch während des Duschvorgangs geändert werden. Modi:
Normal – für normales Duschen.
Soft – für sanftes Duschen von empfindlichem Zahnfleisch.
Pulse – für das Duschen und Massieren von Zahnfleisch.
- 5 – Lassen Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser aus dem Mund in das Waschbecken frei auslaufen kann. Wählen Sie den Modus aus und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Duschvorgang zu starten. Richten Sie den Wasserstrahl im 90-Grad-Winkel auf Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch. Bewegen Sie den Wasserstrahl langsam um die Zähne herum. Richten Sie den Wasserstrahl auf das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume. Wenn Sie eine Zahnschwamme tragen, können Sie die AquaFloss Compact für ihre Reinigung verwenden und das Wasserstrahl zwischen die Brackets richten.
- 6 – Wenn Sie den Kopf wechseln wollen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und anschließend drücken Sie die Taste zum Lösen des Kopfes. Ziehen Sie den Kopf heraus und legen Sie einen anderen, je nach Bedarf, ein.
- 7 – Nach dem Sie das Duschen beendet haben, schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und schütten Sie das restliche Wasser weg. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste wieder ein und lassen Sie dadurch das Wasser aus der Pumpe ab. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus und schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

Anmerkung: Um die Verbreitung von Bakterien zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass kein Wasser im Gerät geblieben ist. Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, vergewissern Sie sich, dass es vor der Einlagerung gründlich abgetrocknet ist.

Lieferumfang:

- 1x TrueLife AquaFloss Compact
- 1x Ladestation
- 2x Standard-Kopf
- 1x Anleitung

Wartung:

Für die Wartung ausschließlich Wasser und neutrale Reinigungsmittel verwenden. Niemals Ätzmittel oder abrasive Reinigungsmittel verwenden, da diese das Gerät beschädigen können. Kein Wasser, dessen Temperatur 50 °C überschreitet, verwenden. Das Gerät hohen Temperaturen nicht aussetzen und direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

1. Gerät

- Den Schmutz mit Handtuch oder Abwisch Tuch mit flüssiger Seife und Wasser entfernen, anschließend mit trockenem Tuch abwischen.
- Das Gerät nicht ins Wasser eintauchen.
- Nach der Reinigung mit Wasser abtrocknen.

2. Ladestation

- Den Stecker und das Kabel des Gerätes regelmäßig überprüfen. Nut mit Wischtuch reinigen.
- Den Deckel der Ladestation öffnen, dann das induktive Ladegerät reinigen und trocken wischen. Den Vorgang regelmäßig wiederholen.

3. Kopf

- Den Kopf mit Wasser abwaschen und mit Tuch abwischen.
- Die Köpfe je nach Abnutzung mindestens einmal in drei Monaten regelmäßig wechseln.

4. Saugschlauch

- Den Schlauch mit Wasser abwaschen und mit Tuch abwischen.
- Den Saugschlauch nicht biegen, spannen oder verdrehen.

5. Wasserbehälter

- Den Wasserbehälter abwaschen und mit trockenem Tuch abwischen.
- Den Behälter ordentlich abtrocknen, falls er für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Mögliche Komplikationen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Dusche TrueLife AquaFloss Compact funktioniert nicht	Sie haben ein Produkt gekauft, das nicht länger als 3 Monate verwendet wurde	Lassen Sie das Produkt für 24 Stunden vollständig aufladen
Das Gerät funktioniert nach dem vollständigen Aufladen (24h) nicht oder funktioniert nur kurz	Die Batterie hat den Höhepunkt ihres Zyklus erreicht	Setzen Sie sich mit der Servicestelle für weitere Vorgehensweise in Verbindung
Wasserdruck zu niedrig	Kopf ist verschmutzt / Filter ist verstopft / der Kopf ist verformt	Den Kopf gegen einen neuen ersetzen / Den Filter reinigen
Es strömt kein Wasser aus der Dusche	Der Wasserbehälter ist leer / Das Gerät ist zu viel geneigt	Den Behälter mit Wasser befüllen / Das Gerät in richtige Position stellen (vertikal)

Herstellerhaftung:

Auf die Produkte TrueLife bezieht sich die Produkthaftung. Die Firma elem6 s.r.o. ist bei solchen Mängeln verpflichtet diese innerhalb der Garantie zu reparieren oder den mangelhaften Teil oder das mangelhafte Produkt gegen einen vergleichbaren Teil oder Produkt nach ihrem Ermessen zu ersetzen. Übertragung, Änderung oder unberechtigte Handhabung des Produktes hat die Überschreitung des Garantieumfangs zur Folge. Dies auch dann, wenn das Produkt infolge von Mangel, Fahrlässigkeit oder einem anderen Produktmangel verloren geht oder beschädigt wird. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch Verwendung, Unfall oder normale Abnutzung. Die Firma elem6 s.r.o. übernimmt keine Haftung für jegliche Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes. Die Firma elem6 s.r.o. trägt in keinem Fall Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder eines Teils davon. Die Rückgabe oder der Wechsel von Ersatzteilen und/oder Produkten kann Gebühren für Transport, Handhabung, Wechsel und/oder Ergänzung unterliegen. Dieses Produkt muss von Kindern ferngehalten werden. Der Gebrauch durch Kinder ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt.

SICHERHEIT BEIM UMGANG MIT DEM GERÄT:

1. Lesen Sie die beigefügten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuelle Version der Anleitung durch, die auf der Webseite www.truelife.eu zum Download verfügbar ist.
3. Druckfehler vorbehalten.

Hersteller:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik

CZ – NÁVOD K POUŽÍTÍ

Popis produktu:

1. Tlačítko uvolnění hlavice
2. Tlačítko On/Off
3. Tlačítko „změna režimu“
4. Kontrolky režimu
5. Držadlo
6. Nabíjecí stanice
7. Hlavice
8. Identifikační kroužek
9. Hádčička nasávání
10. Filtr
11. Závit nádržky na vodu
12. Nádržka na vodu
13. Víčko vodní nádržky

Poznámka: V zařízení se může nacházet zbytková voda. Jedná se o destilovanou vodu, použitou při testování zařízení.



Pokyny:

1. Nabíjení

Zapojte zástrčku adaptéru nabíjecí stanice do napájení. Vložte ústní sprchu TrueLife AquaFloss Compact do nabíjecí základny s indukčním nabíjením. Indikátor s označením „CH“ bude blikat po dobu nabíjení. Když je zařízení plně nabitě, kontrolka zůstane svítit.

Poznámka: Pokud indikátor s označením „CH“ bliká po dobu používání, znamená to, že zařízení je téměř vybité. Plně nabití trvá cca 24 hodin.

2. Používání ústní sprchy AquaFloss Compact



- 1 – Připojte hlavici ke sprše. Zcvaknutí symbolizuje správné vložení
- 2 – Otevete víčko na vodu a naplňte nádržku vodou, jejíž teplota nepřesahuje 40 °C, potom zavřete víčko a ujistěte se, že voda nepřetéká.
- 3 – Vodu do nádržky můžete vlit dvěma způsoby. Způsobem na obrázku č. 2 a způsobem, že nádržku vysunete ze zařízení a napustíte ji přes závit na její horní části, přesně tak, jak je znázorněno na obrázku č. 3.
- 4 – Stiskněte tlačítko Mode a vyberte požadovaný režim sprchování. Režim můžete změnit i po dobu sprchování.

Režimy:
Normal – pro běžné sprchování.
Soft – pro jemnější sprchování citlivějších dásní.
Pulse – pro sprchování i masťování dásní.

- 5 – Nechte ústa mírně pootevřená, aby mohla voda volně vytékat z úst do umyvadla. Vyberte si režim a stiskněte tlačítko On/Off pro začátek sprchování. Proud vody směřuje v 90° úhlu na zuby a dásně. Pomalu proudem vody přejíždějte kolem zubů. Nasměrujte proud vody na dásně a do prostor mezi zuby. V případě, že máte rovnítka, můžete na jejich čistišti použít AquaFloss Compact a vodu směřovat mezi spoje rovnítk.
- 6 – V případě, že chcete vyměnit hlavici, stiskněte tlačítko On/Off a následně stiskněte tlačítko uvolnění hlavice. Hlavici vytáhněte a vložte druhou, dle potřeby.
- 7 – Po ukončení sprchování zařízení vypněte tlačítkem On/Off. Otevete víčko vodní nádržky a vylete zbylou vodu. Opět zařízení zapněte tlačítkem On/Off a vyprázdníte tak vodu z čerpadla. Stisknutím tlačítka On/Off zařízení vypnete a zavřete víčko vodní nádržky. Zařízení otvete suchým hadičkem.

Poznámka: Abyste předešli šíření bakterií, ujistěte se, že v zařízení nezůstala žádná voda. Pokud se chystáte zařízení delší dobu nepoužívat, ujistěte se, že je před uskladněním důkladně osušené.

Obsah balení:

- 1x TrueLife AquaFloss Compact
- 1x Nabíjecí stanice
- 2x Standard hlavice
- 1x Uživatelský manuál

Údržba:

Po účely údržby zařízení používejte výhradně vodu a neutrální čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte žíraviny nebo brusné čistíče, protože mohou zařízení poškodit. Nepoužívejte vodu, jejíž teplota přesahuje 50 °C. Zařízení udržujte mimo dosah vysokých teplot a vyhnete se přímému slunečnímu záření.

1. Zařízení

- Odstráňte špinu otřením osuškou nebo látkovou utěrkou s tekutým mýdlem a vodou, následně otřete do sucha utěrkou.
- Zařízení nepouštějte do vody.
- Vysušte po čišění vodu.

2. Nabíjecí stanice

- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel zařízení. Čistěte je utěrkou.
- Otevřete kryt nabíjecí základny, pak očistěte a osušte indukční nabíječku. Takto se pravidelně starajte o čistotu nabíjecí stanice.

3. Hlavice

- Vymyte hlavici vodou a utřete utěrkou.
- Hlavice pravidelně měňte v závislosti na opotřebování alespoň jednou za tři měsíce.

4. Hádčička nasávání

- Umyte hádčičku vodou a utřete látkovou utěrkou.
- Neošybejte, nenatahujte nebo nepřekrucujte hádčičku nasávání. Hrozí poškození.

5. Nádržka na vodu

- Umyjte nádržku vodou a utřete suchou utěrkou.
- Nádržku důkladně osušte, ak se chystáte ji delší dobu nepoužívat.

Možné komplikace:

Problém	Možná příčina	Řešení
Sprcha TrueLife AquaFloss Compact nefunguje	Koupili jste si produkt, který nebyl používaný déle než 3 měsíce	Nechajte zařízení plně nabit po dobu 24 hodin
Po plném nabití (24h) zařízení nefunguje, nebo funguje velmi krátce	Baterie dosáhla vrcholu svého cyklu	Kontaktujte servisní středisko pro další postup
Tlak vody je velmi nízký	Hlavice je znečištěná / ve filtru jsou zachycené nečistoty / Hlavice je zdeformovaná	Vyměňte hlavici za novou / Vyčistěte filtr
Ze sprchy nestříká vůbec žádná voda	Nádržka s vodou je prázdná / Zařízení je příliš nakloněné	Doplňte nádržku vodou / Zařízení uveďte do správné polohy (vertikální)

Zodpovědnost výrobce:

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinnosti společnosti elem6 s.r.o. je v případě takových vad je ze záruky opravit, nebo vyměnit vadnou součást či výrobek za srovnatelnou součást či výrobek podle vlastního uvážení. Převod, změna nebo neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti či jiné chyby výrobku dojde k jeho ztrátě či poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenes zodpovědnost za náhodné nebo následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrácení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

Tento výrobek je třeba skladovat mimo dosah dětí. Používání dětmi je možné jen pod dohledem dospělé osoby.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtete příbalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtete nejaktuálnější verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

SK – NÁVOD NA POUŽÍTIE

Popis produktu:

1. Tlačidlo uvoľnenia hlavice
2. Tlačidlo On/Off
3. Tlačidlo „změna režimu“
4. Kontrolky režimu
5. Držadlo
6. Nabíjecia stanica
7. Hlavica
8. Identifikačný krúžok
9. Hádčička nasávanía
10. Filter
11. Závit nádržky na vodu
12. Nádržka na vodu
13. Príklopka vodnej nádržky

Poznámka: V zariadení sa môže nachádzať zvyšková voda. Jedná sa o destilovanú vodu, použitú pri testovaní zariadenia.


Inštrukcie:

1. Nabíjanie

Zapojte zástrčku adaptéru nabíjacej stanice do napájania. Položte ústnu sprchu TrueLife AquaFloss Compact do nabíjacej základne s indukčným nabíjaním. Indikátor s označením „CH“ bude blikať počas nabíjania. Keď je zariadenie plne nabité, kontrolka ostane svietiť.

Poznámka: Ak indikátor s označením „CH“ bliká počas používania, znamená to, že zariadenie je skoro vybité. Plné nabitie trvá cca 24 hodin.

2. Používanie ústnej sprchy AquaFloss Compact



- 1 – Připojte hlavici do sprchy. Zcvaknutí symbolizuje správné vložení
- 2 – Otvorte príklopku na vodu a naplňte nádržku vodou, ktorej teplota nepřesahuje 40°C, následne zatvoríte príklopku a uistite sa, že voda nepřetéká.
- 3 – Vodu do nádržky môžete dvoma spôsobmi. Spôsobom na obrázku č. 2 a spôsobom, že nádržku vysuniete zo zariadenia a napustíte ju cez závit na jej hornej časti, presne, ako to je znázornené na obrázku č. 3.
- 4 – Stlačíte tlačidlo Mode a vyberte požadovaný režim sprchovania. Režim môžete zmeniť aj počas sprchovania.

Režimy:
Normal – pre bežné sprchovanie.
Soft – pre jemnejšie sprchovanie citlivejších dásní.
Pulse – pre sprchovanie a masťovanie dásní.


- 5 – Nechajte ústa mierne pootvorené, tak aby mohla voda voľne vytékať z úst do umyvadla. Vyberte si režim a stlačte tlačidlo On/Off pre začiatok sprchovania. Prúd vody smeruje v 90° úhlu na zuby a dásň. Prechádzajte prúdom vody pomaly pozdĺž zubov. Nasmerujte prúd vody na dásň a do priestorov medzi zubami. V prípade, že máte zubný strojek, môžete na jeho čistenie použiť AquaFloss Compact a vodu smerovať medzi spoje strojčeka.
- 6 – V prípade, že chcete vymeniť hlavici, stlačte tlačidlo On/Off a následne stlačte tlačidlo uvoľnenia hlavice. Hlavici vytiahnite a vložte druhú, podľa potreby.
- 7 – Po ukončení sprchovania, zariadenie vypnite tlačidlom On/Off. Otvorte príklopku vodnej nádržky a vyľeťte zvyšnú vodu. Opäť zariadenie zapnite tlačidlom On/Off a vyprázdníte tak vodu z čerpadla. Stlačením tlačidla On/Off zariadenie vypnete a zatvoríte príklopku vodnej nádržky. Zariadenie utrite suchou handrou.

Poznámka: Aby ste sa vyhli šíreniu baktérií, uistite sa, že v zariadení neostala žiadna voda. Ak sa chystáte zariadenie na dlh

Opis produktu:

- Przycisk zwalniający głowicę
- Przycisk On/Off
- Przycisk „Zmiana trybu“
- Kontrolki trybu
- Trzymask
- Stacja ładowania
- Głowica
- Pierścien identyfikacyjny
- Rura ssąca
- Filter
- Nitka zbiornika wody
- Zbiornik wody
- Wieszko zbiornika wody

Uwaga: W urządzeniu może znajdować się reszka wody. Jest to woda destylowana używana do testowania urządzenia.



Instrukcje:



1. Ładowanie

Podłącz wtyczkę adaptera stacji ładującej do źródła zasilania. Umieść TrueLife AquaFloss Compact w bazie ładująca za pomocą ładowania indukcyjnego. Wskaźnik „CH” będzie migał podczas ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, światło pozostaje włączone.

Uwaga: Jeśli wskaźnik oznaczony „CH” miga podczas używania, oznacza to, że urządzenie jest prawie wyczerpane. Pełne naładowanie trwa około 24 godzin.



2. Korzystanie z ustnego irygatora AquaFloss Compact



- Podłącz głowę do przysznica. Symbol zatraskowy symbolizuje prawidłowe wstawienie
- Otwórz korek wodny i napełnij zbiornik wodą, która nie przekracza 40 °C, następnie zamknij pokrywę i upewnij się, że woda nie przecieka.
- Możesz podłąć wodę do zbiornika na dwa sposoby. Zgodnie ze sposobem z rysunku 2 oraz sposobem, w jaki usuwasz pojemnik z urządzenia i dotykasz go nitką na górze, dokładnie tak, jak pokazano na rysunku 3.
- Naciśnij przycisk Tryb, aby wybrać żądany tryb przysznica. Możesz zmienić tryb nawet podczas brania przysznica.

Tryby:

- Normalny – dla codziennego używania.
- Miękki – do delikatnego przysznica wrażliwych dziąseł.
- Impuls – do przysznica i masowania dziąseł.

- Usta powinny być lekko otwarte, aby woda mogła swobodnie przepływać z ust do zlewu. Wybiierz tryb i naciśnij przycisk włączania / wyłączenia, aby rozpocząć przysznik. Przepływ wody pod kątem 90 ° do zębów i dziąseł. Powoli uruchamiaj wodę wokół zębów. Bezpośredni przepływ wody do dziąseł i przestrzeni między zębami. Jeśli masz aparaty ortodontyczne, możesz użyć AquaFloss Compact do ich czyszczenia, a woda do poruszania się między stawami aparatów ortodontycznych.

- Jeśli chcesz wymienić głowicę, naciśnij przycisk On / Off, a następnie naciśnij przycisk zwalniający głowicę. Pociągnij głowicę i wsuń drugą w razie potrzeby.
- Wyłączyc urządzenie za pomocą włącznika / wyłącznika, gdy przysznik się skończy. Otwórz pokrywę zbiornika wody i wylej pozostałą wodę. Włącz ponownie urządzenie / włączenie / wyłączenie w celu odprowadzenia wody z pompy. Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia, aby wyłączyć urządzenie i zamknąć pokrywę zbiornika na wodę. Wytrzyj urządzenie suchą szmatką.

Uwaga: Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się bakterii, upewnij się, że w urządzeniu nie ma wody. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że jest dokładnie wysuszony przed przechowywaniem.

Zawartość pudełka:

1x TrueLife AquaFloss Compact
1x Stacja ładująca
2x Standardowa głowica
1x Podręcznik użytkownika

Utrzymanie:

Podczas konserwacji należy używać wyłącznie wody i neutralnych detergentów. Nigdy nie używaj zgranych lub szorujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Nie używaj wody, której temperatura przekracza 50 °C. Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

1. Urządzenie

-Usuń zabrudzenia za pomocą ręcznika lub mydła w płynie z płynnym mydłem i wodą, a następnie wytrzyj do sucha za pomocą suchej szmatki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wysusz po czyszczeniu wodą.

2. Stacja ładowania

-Regularnie sprawdzaj kabel wtyczki i urządzenia. Oczyszć je szmatką.
-Otwórz pokrywę dolną ładowarki, a następnie wyczyść i osusz ładowarkę indukcyjną. Powtarzaj regularnie.

3. Głowica

-Umyć głowę wodą i wytrzeć szmatką.
-Regularnie wymieniałj głowę w zależności od zużycia co najmniej raz na trzy miesiące.

4. Rura ssąca

-Umyć wąż wodą i wytrzeć szmatką.
-Nie zginać, nie dokręcać ani nie skręcać węża ssącego.

5. Pojemnik na wodę

-Umyć zbiornik wodą i wytrzeć suchą szmatką.
-Dokładnie wysuszyć pojemnik, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Możliwe powikłania:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przysznik TrueLife AquaFloss Compact nie działa	Kupiles produkt, który nie był używany przez więcej niż 3 miesiące	Pozwól urządzeniu na pełne naładowanie przez 24 godziny

Po pełnym naładowaniu (24 h) urządzenie nie działa lub działa bardzo krótko

Cisnienie wody jest bardzo niskie	Głowica jest brudna / zanieczyszczenia są uwięzione w filtrze / głowica jest zniekształcona	Wymierni głowicę na nowy / Wyczyść filtr
-----------------------------------	---	--

Przysznik w ogóle nie natryskuje wody

Przysznik nie natryskuje wody

Odpowiedzialność producenta:

Produkty TrueLife podlegają gwarancji na wady fabryczne. Obowiązki elem6 s.r.o. w przypadku takich wad uzasadniona jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część lub produkt według własnego uznania. Konwersja, zmiana lub nieautoryzowana manipulacja produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet jeśli wady, zaniedbania lub inne błędy produktu spowodują utratę lub uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia. Elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, obrażenia, śmierć, stratę lub inne wymagania związane z używaniem tego produktu lub wynikające z niego. Firma elem6 s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody w związku lub wynikające z użytkowania tego produktu lub którekolwiek z jego elementów. Zwrot lub wymiana części zamiennych i / lub produktów może podlegać opłatom za transport, obsługę, wymianę i / lub uzupełnienie.

Ten produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używanie przez dzieci jest nadzorowane tylko przez osobę dorosłą.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z URZĄDZENIEM:

- Uważnie przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa.
- Aby uzyskać prawidłową obsługę produktu, przeczytaj najnowszą wersję instrukcji obsługi, która można pobrać na stronie: www.truelife.eu.
- Błędy drukowania zastrzeżone.

Producent:


elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékleírás:

- Nyomd, meg, hogy kioldódjon a fej
- On/Off gomb
- Üzemmód váltó” gomb
- Üzemmód jelzőlámpa
- Tartó
- Töltőállomás
- Fejek
- Azonosító gyűrű
- Szívócső
- Szűrő
- Víztartály menete
- Víztartály
- Víztartály fedele

Megjegyzés: A készülékben maradék víz lehet. Ez az eszköz tesztelésére használt desztillált víz.





Utasítások:

- Töltés**
Csatlakoztassa a töltőállomás adapterének dugóját az áramforráshoz. Helyezze a TrueLife AquaFloss Compact szájhuzanyt az induktív töltésű töltőállatba. A „CH” jelzésű fény villog töltés közben. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a fény világít.

Megjegyzés: Ha a „CH” jelzésű villog a használat közben, azt jelzi, hogy a készülék majdnem lemerült. A teljes feltöltés körülbelül 24 órát vesz igénybe.



2. Az AquaFloss Compact szájhuzany használatá



- Csatlakoztassa a fejet a zuhanyhoz. A beaktintás a helyes beillesztést szimbolizálja
- Nyissa ki a fedelet és töltsé fel a tartályt vízzel, amelynék hőmérséklete nem haladja meg a 40 °C-ot, majd zárja le a fedelet, és győződjön meg róla, hogy a víz nem folyik ki.
- A vizet kétféleképpen töltheti a tartályba. A 2. ábrán bemutatott módon, illetve úgy, hogy leveszi a tartályt a készülékről, teletölti a felső részén található nyíláson keresztül, ahogyan a 3. ábrán látható.
- Nyomja meg a Mode gombot, és válassza ki a kívánt zuhany üzem módot. Az üzemmód zuhanyozás közben is változtatható.
 - Soft – érzékenyebb iny kíméletesebb zuhanyzásához.
 - Pulse – zuhanyzásához és az iny masszírozásához.
- Tartsa kissé nyitva száját, hogy a víz szabadon áramolhasson a szájból a mosdókagylóba. Válassza ki az üzem módot, és nyomja meg az On/Off gombot a zuhanyozás elindításához. A víz 90 ° szögben áramlik a fogakhoz és az inyhez. A vízszárállal lassan járja körül a fogakat. A vízszárárt irányítsa az inyhez és a fogak közötti helyekre.Ha fogszabályozója van, tisztítására használhatja az AquaFloss Compact-ot, és a vizet a fogszabályozó csatlakozásál közé irányíthatja.
- Ha ki akarja cserélni a fejet, nyomja meg az On/Off gombot, majd nyomja meg a fej kioldógombját. Húzza ki a fejet, és helyezzen be másikat, ha szükségés.
- A zuhanyozás befejeztével kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki a víztartály fedelét, és öntsé ki a maradék vizet. Kapcsolja be újra a készüléket az On/Off gombbal, és ürítse ki a vizet a szivattyúból. Az On / Off gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket és zárja le a víztartály fedelét. Törölje le a készüléket száraz ruhával.

Megjegyzés: A baktériumok terjedésének megakadályozása érdekében győződjön meg róla, hogy a gépben nem marad-e víz. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, tárolás előtt győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt-e.

Csomag tartalma:

1x TrueLife AquaFloss Compact
1x Töltőállomás
2x Standard fej
1x Kézikönyv

Karbantartás:

A készülék karbantartása alatt csak vizet és semleges tisztítószereket használjon. Soha ne használjon maró vagy dörzsoló tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletű vizet. Tartsa távol a készüléket magas hőmérsékletektől és elkerülje a közvetlen napfényt.

1. Készülék

- A szennyeződést törölközővel vagy textíliáról, foyelök szappannal és vízzel távolítsa el, majd szárász ruhával törölje szárázra.
- Ne merítse vizet a készülékét.
- Vizzel történő tisztítás után szárítsa meg.

2. Töltőállomás

- Rendszeresen ellenőrizze a készülék dugóját és kábelét. Ezeket tisztítsa törölkűhával.
- Nyissa ki a töltőállít fedelét, majd tisztítsa meg és szárítsa meg az indukciós töltő. Ismételje meg rendszeresen.

3. Fejek

- A fejet mossa ki vízzel és törölje meg törölkűhával.
- A kápóstól függően rendszeresen cserélje a fejet, legalább háromhavonta.

4. Szívócső

- Mossa le a csövet vízzel és törölje meg törölkűhával.
- Ne hajlítsa meg, ne húzza meg és ne csavarja meg a szívócsövet.

5. Víztartály

- A víztartályt mossa le vízzel és törölje meg törölkűhával.
- Ha a tartályt hosszabb ideig nem kívánja használni, alaposan szárítsa meg.

Lehetséges problémák:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A TrueLife AquaFloss Compact zuhany nem működik	Olyan termék vásárolt, amelynél több mint 3 hónapig nem használták	Hagyja, hogy a készülék 24 óra alatt teljesen feltöltődjön

Teljes (24 órá) feltöltés után a készülék nem működik, vagy nagyon rövid ideig működik

A víznyomás nagyon alacsony

A zuhany egyáltalán nem permetez vizet

Teljes (24 órá) feltöltés után a készülék nem működik, vagy nagyon rövid ideig működik

A víznyomás nagyon alacsony

A zuhany egyáltalán nem permetez vizet

A gyártó felelőssége:
A TrueLife termék esetében a garancia vonatkozik a gyártási hibákra. Az elem6 s.r.o köteleztette ilyen hibák esetén elvégezni a garanciális javítást, vagy kicserélni a hibás alkatrészt vagy a terméket, egy hasonló alkatrészre vagy termékre, saját belátása szerint. A termék átalakítása, megváltoztatása vagy más jogosulatlan beavatkozás e jótállás körének túllépésé Jeleníti. Abban az esetben is, ha a termék hibája, gondatlanság vagy egyéb hibák miatt bekövetkezik a termék elvesztése vagy sérülése. A jótállás nem vonatkozik a használatból, balesetből vagy a szokásos kopásból eredő károokra. Az elem6 s.r.o. társaság nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, sérülésért, halálért, veszteségért vagy egyéb, a termék használatából következő, vagy azzal kapcsolatos következtért. Az elem6 s.r.o. társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék vagy annak bármelyi tartozéka használatával összefüggő, vagy használatából eredő véletlenszerű vagy következményes károokért. A pótkalatrészek vagy a termékek visszaszolgáltatása vagy csereje szállítás, kezelés, szerelőkéségekkel járhat.

Ezt a terméket gyermekektől elzárva kell tárolni. Gyermekek csak felnőtt felügyelet emellett használhatják.

A KÉSZÜLK MŰKÖDÉSÉNEK BIZTONSÁGA:

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági útatisásokat.
- A termék helyes kezeeléséhez olvassa el a kézikönyv legújabb verzióját, amely az alábbi oldalon található le: www.truelife.eu.
- Fenntartjuk a nyomdai hibák lehetőségét.

Gyártó:

elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Cseh Köztársaság

SLO – NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka:

- Tipka za sprostitve glavicice
- Tipka On/Off
- Tipka „sprememba načina“
- Kontrolne lučke načina
- Držalo
- Polnilna postaja
- Glavica
- Identifikacijski obroček
- Sesalna cevka
- Filter
- Navoj posodice za vodo
- Posodica za vodo
- Pokrov vodne posodice

Opomba: V aparatu je lahko še ostaneke vode. Gre za destilirano vodo, ki se uporablja za testiranje aparata.

Napotki:



1. Polnjenje

Vitkalo adapterja polnilne postaje priključite v el. napajanje. Zobno prho TrueLife AquaFloss Compact vložite v polnilnec z indukcijskim polnjenjem. Indikator s oznako „CH“ bo utripal ves čas polnjenja. Ko se aparat napolni, kontrolna lučka gori.

Opomba: Če indikator z oznako „CH“ utripa med uporabo to pomeni, da je aparat skoraj prazen. Da se aparat popolnoma napolni, traja 24 ur.



2. Uporaba zobne prhe AquaFloss Compact



- Glavico priključite k prhi. Ko se zaskoči, to pomeni, da je pravilno vložena.
- Odprite pokrov za vodo in posodico napolnite z vodo, katere temperatura ne presega 40 °C, potem pokrov zaprite in se pripravite, da voda na teče čez.
- Vodo lahko v posodico nalijete na dva načina. Tako kot vidite na sliki in na način, da posodico potegnete iz aparata in jo namestite preko navoja na njen zgomir del, natančno tako kot je prikazano na sliki št. 3.
- Pritisnite tipko Mode in izberite zelen način prhanja. Način lahko spreminjate tudi med samim prhanjem.

Načini:

- Normal – za običajno prhanje.
- Soft – za bolj fino prhanje, za bolj občutljive desni.
- Pulse – za prhanje in masiranje desni.

5 – Usta pustite rahlo odprta, da lahko voda teče iz njih v umivalnik. Izberite si način in pritisnite tipko On/Off za začetek prhanja. Tok vode namestite v kot 90°, tj. na zobe in desni. Počasi se s tokom vode sprehodite okrog zob. Sedaj tok vode usmerite na desni in v prostor med zobe. V primeru, da nosite zobni aparat, lahko za čiščenje aparat uporabite AquaFloss Compact in vodo usmerite med spoje zobnega aparata.

- V primeru, da želite zamenjati glavico, pritisnite tipko On/Off in nato pritisnite tipko za sprostitve glavicice. Glavico potegnite ven in vložite drugo, po potrebi.
- Ko končate s prhanjem, aparat ugarnite s tipko On/Off. Odprite pokrov posodice za vodo in zlijte ven preostalo vodo. Aparat prižigje nazaj s pomočjo tipke On/Off in s tem izpraznite vodo iz črpalke. S pritiskom na tipko On/Off aparat izklopite in zaprete pokrov posodice za vodo. Aparat obrišite s suho krpo.

Opomba: Da se izogneite širjenju bakterij, se pripravite, da v aparatu ni vode. V primeru, da aparata ne boste uporabljali dalj časa, se pripravite, da je popolnoma suha.

Vesbina embalaže:

1x TrueLife AquaFloss Compact
1x Polnilna postaja
2x Standardna glavica
1x Navodila

Vzdrževanje:

Med vzdrževanjem aparata uporabljajte izključno vodo in nevtralno čistilno sredstvo. Nikoli ne uporabljate lužnin ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo aparat. Ne uporabljajte vode, katere temperatura presega 50 °C. Aparat shranjujte izven dosega visokih temperatur, prav tako pa se izogibajte sončnemu sevanju.

1. Aparat

- Umanjzajo odstranite s krpicco ali s krpo vključno s tekočim milom in vodo, nato obrišite s suho krpo.
- Aparata ne potapljajte v vodo.
- Po čiščenju z vodo posušite.

2. Polnilna postaja

- Redno preverjajte vitkalo in kabel aparata. Čistite ju s krpo.
- Odprite pokrov polnilne enote, nato očistite in posušite indukcijski polnillec. Redno ponovite.

3. Glavica

- Glavico operite z vodo in obrišite s krpo.
- Glavico redno menjajte glede na obrabo vsaj enkrat na tri mesece.

4. Sesalna cevka

- Umijte cevko z vodo in obrišite s krpicco.
- Ne prepigibajte, ne raztezajte in ne zvijajte sesalne cevke.

5. Posodica za vodo

- Umijte posodico za vodo in jo obrišite s suho krpo.
- Posodico temeljito posušite za primer, če je ne boste uporabljali dalj časa.

Možni zaplet:

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Prha TrueLife AquaFloss Compact ne dela	Kupili ste izdelek, ki se ni uporabljal tri mesece	Aparat naj se polni celih 24 ur
Navkljub 24-urnemu polnjenju aparat ne deluje ali pa deluje zelo malo časa	Baterija je dosegla vrhunec svojega ciklusa	Za nadaljnji postopek kontaktirajte servis
Pritsk vode je zelo nizek	Glavica je umazana / v filtru je nakopičena umazanija / glavica je deformirana	Zamenjajte glavico za novo / Očistite filter
Iz prhe sploh ne brizga voda	Posodica z vodo je prazna / Aparat ima prevelik naklon	Napolnite posodico z vodo / Aparat naj stoji v pravilni legi (navpično)

Odgovornost proizvajalca: Izdelki TrueLife so predmet garancije za primer napak v proizvodnji. Zato je dolžnost družbe elem6 s.r.o., da v primeru takšnih napak te iz naslova garancije popravi ali pa zamenja poškodovan sestavni del ali izdelek za primerljiv sestavni del ali izdelek po lastni presoji. Premežanje, spreemba ali nepooblaščno upravljanje z izdelkom pomeni prekoračitve vsebine te garancije. In to tudi v primeru, ko zaradi okvare, malomarnosti ali druge napake izdelka pride do njegove izgube ali poškodbe. Garancija se ne nanaša na poškodbe nastale zaradi uporabe, nesreče ali tekočo obrabo. Družba elem6 s.r.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli nesrečo, telesno poškodbo, smrt, izgubo ali za druge zahteve, ki so povezani oziroma izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba elem6 s.r.o. v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za slučajne ali posledične škode, ki so povezane z ali pa izhajajo iz uporabe tega izdelka ali katerega od njegovih delov. Vračanje ali menjava nadomestnih delov in /ali izdelkov lahko podlega taksam promet, manipulaciji, menjavo in/ ali dodatek.

Ta izdelek skladiščite izven dosega otrok. Uporaba je mogoča le pod nadzorom odrasle osebe.

VARNOST PRI DELU Z APARATOM:

- Pozorno preberite priložene varnostne napotke.
 - Za pravilno ravnanje z izdelkom si preberite najnovejšo verzijo navodil, ki jo najdete na straneh: www.truelife.eu
 - Pridržujemo si pravice do napak v tisku.
- Proizvajalec:** elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

HR – UPUTE ZA UPOTREBU

Opis proizvoda:
1. Gumb za oslobađanje nastavka
2. Gumb On/Off
3. Gumb „izmjena modusa“
4. Pokazatelj modusa
5. Ručka
6. Stalak za punjenje
7. Nastavak
8. Kružić za identifikaciju
9. Usisna cjevčica
10. Filter
11. Navoj posude za vodu
12. Posuda za vodu
13. Poklopac posude za vodu

Napomena: U uređaju se može nalaziti zaostala voda. Radi se o destiliranoj vodi koja je upotrijebljena za testiranje uređaja.

Upute:

- Punjenje**
Priključite utičak adaptera stalca za punjenje u utičnicu. Stavite tuš za usta TrueLife AquaFloss Compact u stalak sa indukcijskim punjenjem. Pokazatelj s oznakom „CH“ će tijekom punjenja treptati. Kada se punjenje u cijelosti završi, pokazatelj će neprekidno svijetliti.

Napomena: Ako pokazatelj s oznakom „CH“ trepće tijekom upotrebe, to znači da je baterija uređaja skoro prazna. Punjenje traje oko 24 sata.





Upote:

- Punjenje**
Priključite utičak adaptera stalca za punjenje u utičnicu. Stavite tuš za usta TrueLife AquaFloss Compact u stalak sa indukcijskim punjenjem. Pokazatelj s oznakom „CH“ će tijekom punjenja treptati. Kada se punjenje u cijelosti završi, pokazatelj će neprekidno svijetliti.

Napomena: Ako pokazatelj s oznakom „CH“ trepće tijekom upotrebe, to znači da je baterija uređaja skoro prazna. Punjenje traje oko 24 sata.

2. Korištenje tuša za usta AquaFloss Compact



- Priključite nastavak na tuš. Spoj će nakon ispravnog umetanja kliknuti.
- Otvorite poklopac posude za vodu i napolnite posudu vodom čija je temperatura najviše 40 °C, te