



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SLOVENSKY

**MB1**Pro  
MASÁŽNY PRÍSTROJ

## O NÁS

Spoločnosť MISURA podporuje zdravý životný štýl prostredníctvom kvalitných výrobkov, a tým zvyšuje životnú úroveň svojich používateľov.

Cvičenie a športová aktivita nepochybne prispievajú k našej fyzickej a duševnej pohode. Po fyzickom cvičení by mala nasledovať aj relaxácia a dôkladné uvoľnenie namáhaných svalov. V dnešnej uponáhľanej dobe na to niekedy nie je čas a výsledkom môže byť nadmerná svalová únava, napätie a niekedy aj nepríjemná bolesť.

Spoločnosť MISURA prináša riešenie v podobe masážneho prístroja MISURA MB1Pro. Je to ručné masážne zariadenie, ktoré aplikuje koncentrované tlakové impulzy hlboko do svalového tkaniva. Tieto tlakové impulzy odstraňujú svalové uzly, pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšujú krvný obeh a rýchlo zvyšujú rozsah pohybu. Správne používanie masážnej pištole môže rýchlo skrátiť čas regenerácie po cvičení a zároveň znížiť svalové napätie a prípadnú bolesť.

**MISURA – RIEŠENIE NA MIERU!**

## O PRODUKTE

Masážny prístroj MISURA bol navrhnutý a vyvinutý v spolupráci s tímom fyzioterapeutov, spinálnych terapeutov a profesorov ergonómie. Na testovanie výrobku boli pozvaní aj profesionálni športovci.

Jedinečné funkcie a vlastnosti výrobku sa neustále testujú, aby sa dosiahol optimálny výkon zariadenia, ktoré zákazníkom poskytuje najúčinnjšiu formu regenerácie svalov a profesionálny zážitok z masáže.

Masážny prístroj MISURA MB1Pro využíva pulzujúce vibrácie, ktoré pomáhajú zvýšiť celkovú výkonnosť tela. Ručný masážny prístroj je vyrobený z vysokokvalitných komponentov, ktoré poskytujú správne množstvo vibrácií.

Ručný masážny prístroj je vhodný pre všetky vekové skupiny. Je ideálny na zlepšenie celkovej telesnej výkonnosti, urýchlenie regenerácie, zvýšenie rozsahu pohybu, pohodlia, a tým aj na zlepšenie celkovej pohody.


## OBSAH

KONŠTRUKCIA .....	1
ŠPECIFIKÁCIE .....	2
VLASTNOSTI .....	3
VÝHODY.....	4
JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA .....	8
NABÍJANIE.....	9
ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	10
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	11
VAROVANIA .....	12
UPOZORNENIA .....	12
ZÁRUKA.....	13
PRÁVNE VYHLÁSENIE .....	14
OTÁZKY A ODPOVEDE.....	15


# KONŠTRUKCIE

1



## Bočný pohľad




## Zadný pohľad




## Spodný pohľad




**Hlava s vzduchovým vankúšom**  
Exkluzívny patentovaný dizajn vhodný pre kosti rôznych častí tela.




**Špirálová hlava**  
Vhodné na hlboké pulzy, kĺby, dlane a chodidlá.




**Kulová hlava**  
Vhodné pre veľké svalové skupiny, ako sú ruky, pás, boky, stehná a lýtka..



**Plochá hlava**  
Vhodné na relaxáciu a formovanie rôznych častí svalov.



**Vidlicová hlava**  
Vhodné na masáž krku, chrbtice, Achillovej päty.



**Hlava polmesiaca**  
Vhodné pre ramená a nohy.

## PARAMETRE

2



1. Odnímateľné, vymeniteľné hlavy.  
Pevne potiahnite, aby ste odstránili
2. Vysokorýchlostný bezkartáčový motor
3. Sieťová nabíjačka (25,2 V/1 A)
4. Tlačidlo On/Off
5. Indikátor stavu batérie (modrý)
6. LED indikátor úrovnne frekvencie (modrý)
7. DC nabíjaci port

Názov produktu	Masážny prístroj MB1Pro
Hmotnosť produktu	1,1 kg
Rozmery výrobku	25 × 7,5 × 22 cm
Hmotnosť balenia	2,3 kg
Rozmery balenia	35 × 9,7 × 24,5 cm
Úroveň hluku	Max 35dB
Batéria	6× Li-ion (súčasťou balenia)
Čas nabíjania	2–3 hodiny
Prevádzkový čas	8 hodín
Automatické vypnutie	Áno
Čas automatického vypnutia	10 minút
Materiály	ABS, silikón, pena atď.
Obsah balenia	masážny prístroj, 6× masážna hlavica, napájaci adaptér, návod
Úrovnne starostlivosti	Hlboká masáž, silný tlak

## FUNKCIE

3

Svaly môžu byť po cvičení stuhnuté a bolestivé a končatiny sa môžu cítiť ťažké a slabé. Príčina spočíva vo „fascii“ – fascia je mäkké tkanivo (blanitý svalový obal), ktoré obklopuje a spája svaly a šľachy. Intenzívne cvičenie, nedostatočné natahovanie a uvoľnenie svalov alebo zlé držanie tela môže spôsobiť skrátenie alebo pretrhnutie a poškodenie fascií a svalov. Môže tiež znížiť pohyblivosť kĺbov a spôsobiť „oneskorený nástup svalovej bolesti“.

Produkt MISURA MB1Pro hĺbkovo uvoľňuje fascie, čím zmierňuje pocit napätia a bolesti. Masážny prístroj MISURA uvoľňuje hlboké svaly silnou vysokofrekvenčnou vibračnou stimuláciou, preniká do fascií, rýchlo odbúrava kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, uvoľňuje napäté a stuhnuté svalové tkanivo. Masírovaním uzlových bodov a svalov sa predchádza vzniku svalových zrástov, zmierňuje sa únava a bolesť a celkovo sa zmierňujú svalové ťažkosti.

Ručný masážny prístroj MISURA MB1Pro je pokročilé masážne zariadenie. Vykonáva hlbokú a silnú vibračnú stimuláciu, uvoľňuje fascie, odstraňuje stuhnutosť a napäté svaly, čo prináša nasledujúce výhody:

- Urýchľuje rast svalov.
- Posilňuje pružnosť svalov.
- Pomáha urýchliť regeneráciu svalov.
- Uvoľňuje a znižuje obsah kyseliny mliečnej v tele.
- Zlepšuje a rozširuje rozsah pohybu.
- Znižuje bolesť spojenú s poškodením mäkkých tkanív.
- Znižuje výskyt oneskoreného nástupu svalovej bolesti.
- Zlepšuje prietok krvi.



## VÝHODY

4


### Moderný dizajn v tvare T

Štíhla, inovatívna a ergonomická protišmyková rukoväť umožňuje pohodlné a ergonomické držanie.

Atraktívnosť výrobku podčiarkuje kvalitný dizajn v priestorovo sivej farbe, ktorý umocňujú čisté línie v tvare písmena T.

### Veľká sila až do tela

Vďaka presnému vnútornému vyváženiu má MISURA MB1Pro výkon až 3 200 otáčok za minútu pri veľmi nízkej spotrebe energie. Tento silný zdroj energie zasahuje svalové skupiny až do hĺbky 12 mm. Rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu, ktorá vzniká pri fyzickej námahe, napína každú svalovú bunku a prináša úľavu hlboko do celého tela.






### **Päť prevodových stupňov a inteligentná technológia snímača tlaku**

Zariadenie je vedecky navrhnuté s ohľadom na špecifické potreby používateľa. Variabilná päťstupňová frekvencia a inteligentný režim snímania vibračného tlaku sa dokonale prispôbujú individuálnym potrebám používateľov. Či už ide o každodennú, upokojujúcu a relaxačnú masáž, alebo o profesionálnu starostlivosť, ktorá si vyžaduje hlbokú a intenzívnu masáž, vždy nájdete tú správnu amplitúdu.

### **Tichý prevádzkový režim. Vychutnajte si chvíľu relaxu**

Špičkový bezkartáčový motor je vybavený novou generáciou technológie redukcie hluku, ktorá reguluje hluk len na 35 decibelov. To zaručuje tichú prevádzku všade tam, kde sa rozhodnete stroj používať. Či už v telocvični, šatni alebo napríklad v tichu kancelárie či domova. V tichu nechajte únavu opadnúť a doprajte svojmu telu a mysli uvoľnenie a pokojnú relaxáciu.




### Lítiová batéria s dlhou výdržou 8 hodín

Masážny prístroj MISURA MB1Pro je vybavený lítium-iónovou batériou s kapacitou 2500 mAh. Vďaka tomu môže zariadenie fungovať až 8 hodín. S rýchlonačítajúcou trvá plné nabitie 2 hodiny.

Vysoká účinnosť a úsporná prevádzka umožňujú nepretržité používanie zariadenia v režime prvého stupňa približne 36 dní bez nabíjania (pri bežnej dennej prevádzke 10 minút denne).

### Funkcia inteligentného vypnutia Smart Shutdown

Čas používania masážneho prístroja sa líši podľa rôznych častí tela. Aby sa zabránilo príliš dlhému času masáže jednej časti tela a možnému poškodeniu svalov a kostí, je masážny prístroj vybavený funkciou inteligentného vypnutia. Po 10 minútach nepretržitého používania sa automaticky zastaví. Chráni to vaše telo a predlžuje životnosť zariadenia.



### Vhodné pre každého vďaka variabilnému nastaveniu

Náš masážny prístroj MISURA MB1Pro je vhodný pri bolestiach chrbta, ramien a krku spôsobených dlhodobým sedením v kancelárii, prenášaním ťažkých predmetov a cestovaním na dlhé vzdialenosti. Je vhodný aj pre športovcov. Prístroj MISURA MB1Pro je vynikajúcim doplnkom starostlivosti o zdravie, na uvoľnenie stuhnutých svalov, relaxáciu a regeneráciu a formovanie postavy.

### Ľahký, kompaktný a ideálny na cesty

Kombinácia gumi, ultraľahkých sklenených vlákien, ľahkého a vysoko výkonného motora zaručuje, že výrobok je kompaktný a prekvapivo ľahký. Zariadenie a všetko jeho príslušenstvo je uložené v praktickom vodotesnom puzdre, ktoré chráni zariadenie pred vonkajšími vplyvmi a nečistotami. Vďaka tomu môžete mať zariadenie MISURA MB1Pro vždy so sebou, dokonca aj na cestách.




## JEDNODUCHÁ OBSLUHA

8

Po úplnom nabití zariadenia zapnite zariadenie dlhým stlačením tlačidla On/Off, potom zariadenie zostane na prvej úrovni rýchlosti, druhým krátkym stlačením prejdete na druhú úroveň a tretím krátkym stlačením na tretiu úroveň. Rovnakým spôsobom môžete nastaviť rýchlosť štyri alebo päť. Modré LED diódy sa rozsvietia označujú príslušnú úroveň výkonu. Po skončení masáže opäť dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zariadenie vypnete. Masírujte požadovanú časť tela danou rýchlosťou a vyvíjajte tlak podľa potreby. Najdôležitejšie je, že náš výrobok má integrovaný systém inteligentného vypnutia, ktorý automaticky vypne zariadenie po 10 minútach prevádzky. Je to skvelá ochrana vášho tela aj zariadenia.

Dlhým stlačením spustíte, krátkym stlačením nastavíte frekvenciu

Indikácia batérie




Indikácia nastavení piatich rýchlostí

# NABÍJANIE

9

- Pred prvým použitím batériu úplne nabite približne na 2 hodiny.
- Pripojte DC adaptér k nabíjacímu portu a pripojte kábel nabíjačky do zásuvky.
- LED pásiky batérie zobrazujú úroveň nabitia batérie a indikujú aktívne nabíjanie.
- Po pripojení batérie blikajú kontrolky LED na jednotke, zobrazujú stav baterie a indikujú aktívne nabíjanie.
- Plné nabití je indikované, keď všetky kontrolky LED prestanú blikať a zůstanou trvale svíťiť.
- Batériu je možné kedykoľvek dobiť na ľubovoľnej úrovni nabitia.
- Neodporúča sa úplne vybiť batériu na úroveň červenej kontrolky LED, čo výrazne skráti jej životnosť.
- Priemerná výdrž batérie je až 8 hodín v závislosti od rýchlosti fázy jeden. Pri používaní vyšších rýchlostí sa znižuje výdrž batérie.



**NABÍJANIE**


## RADA

Zariadenie by malo byť plne nabité, aj keď sa nepoužíva. To pomáha predĺžiť životnosť batérie zariadenia. Batéria vydrží na plné nabitie približne 2 roky. Odporúčame však kontrolovať batériu každých šesť mesiacov a v prípade potreby ju dobiť do plnej kapacity.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

10

- Zariadenie vyčistíte mierne navlhčenou utierkou a potom ho osušte mäkkou handričkou.
- Na skladovanie alebo cestovanie použijete puzdro, ktoré je súčasťou výrobku.
- Skladujte na suchom, dobre vetranom a ľahko prístupnom mieste. Neukladajte na seba.
- Ak nebudete prístroj používať dlhší čas, mali by ste ho každých šesť mesiacov rozbaľiť, skontrolovať a dobiť.
- Výrobok je vhodný na prepravu autom, vlakom, loďou a letecky.
- Výrobok by sa mal počas prepravy skladovať tak, aby nebol vystavený silným vibráciám, nárazom, prevráteniu, pádu a nadmernej vlhkosti.



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

11

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, musí sa tento výrobok používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

- Používajú len dospelí.
- Používajte len na suchom čistom povrchu tela alebo na oblečení jemným stláčaním a pohybom po tele približne 60 sekúnd v každej oblasti.
- Masážny prístroj používajte len na mäkké telesné tkanivo podľa potreby bez toho, aby ste spôsobili bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
- Používajte hlavice, ktoré majú najlepší požadovaný účinok na konkrétnu svalovú oblasť.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak. Často kontrolujte ošetrované oblasti a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia zariadenie okamžite zastavte.
- Prsty, vlasy alebo iné časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od hriadeľa a zadnej časti aplikátora, pretože by mohlo dôjsť k otláčeniu.
- Do vetracích otvorov masážneho prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Neponárajte zariadenie do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov masážneho zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nesprávnym použitím.
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. Do jednotlivých komponentov masážneho prístroja nijako nezasahujte ani ich nemeňte.
- Nikdy nenechávajte masážny prístroj bez dozoru, keď sa používa alebo nabíja.

## VAROVANIA

12

- Zariadenie neponárajte do vody.
- Chráňte pred kvapalinami a zdrojmi tepla.
- Chráňte vetracie otvory pred prachom a malými predmetmi.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Akýkoľvek zásah do konštrukcie výrobku bude mať za následok stratu záruky na tento výrobok.
- Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako jednu hodinu.
- Pred ďalším použitím nechajte zariadenie odpočívať aspoň 30 minút.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Nezraňujte sa. Ak si nie ste istí vhodnosťou používania zariadenia, poraďte sa so svojim lekárom.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie uvedeným v príručke k výrobku.

## UPOZORNENIA

12

**Bez predchádzajúceho súhlasu lekára nepoužívajte masážne prístroje ani žiadne vibračné zariadenia, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich možností:**  
Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, srdcová slabosť, nedávna operácia, epilepsia a migréna, hernia disku, spondylolistéza alebo spondylóza, nedávna výmena kĺbu alebo vnútromaternicové teliesko, kovové čapy alebo platničky alebo akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie. Krehké osoby alebo deti by mali byť pri používaní vibračného zariadenia v sprievode dospelaj osoby. Tieto kontraindikácie neznamenujú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenia, ale najprv sa poraďte s lekárom. Prebiehajúci výskum účinkov vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu uvedených kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali, že zaradenie vibračných cvičení do liečebného plánu sa odporúča vo viacerých prípadoch. Cvičenia sa musia vykonávať na základe odporúčania a s pomocou lekára alebo iného odborníka alebo fyzioterapeuta.



# ZÁRUKA

13

Záruka platí od okamihu zakúpenia. Ak výrobok zlyhá z dôvodu materiálových chýb alebo procesu navrhovania do 24 mesiacov, spoločnosť bezplatne opraví alebo vymení chybné diely, alebo nahradí novými výrobkami, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- nesprávne používanie alebo poškodenie zariadenia spôsobené prepravou.
- Neoprávnená demontáž alebo oprava tohto zariadenia.
- Nedodržanie návodu na použitie.
- Výrobok je poškodený v dôsledku neobvyklého prostredia skladovania alebo údržby zákazníkom
- Ak nie je predložený doklad o kúpe, spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku.

## PRÁVNE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

14

Ak trpíte niektorým zo stavov uvedených v časti Upozornenia, pri používaní lieku MISURA MB1Pro sa vždy poradte so svojim lekárom.

Spoločnosť MISURA Store s.r.o. nie je licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vyhlasuje, že nemá žiadne odborné znalosti v oblasti diagnostiky, vyšetrovania alebo liečby zdravotných ťažkostí akéhokoľvek druhu alebo určovania účinku konkrétneho cvičenia alebo terapie na akýkoľvek zdravotný stav. Pri účasti na akomkoľvek cvičení alebo terapii existuje možnosť fyzického zranenia. Ak sa zapojíte do takéhoto cvičenia alebo terapie, súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko, dobrovoľne sa zúčastňujete na týchto aktivitách, a tým na seba preberáte všetko riziko úrazu. Týmto zároveň súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých známych alebo neznámych nárokov voči spoločnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajúcich z nedbanlivosti.

Musíte mať viac ako 18 rokov. Ak pocítite silnú bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať. Každý cvičebný program vrátane tohto môže viesť k zraneniu. Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného cvičebného alebo terapeutického programu sa poradte s lekárom. Výrobcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek straty v súvislosti s informáciami, ukázkami cvičení alebo pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

Copyright 2021. MISURA Store Ltd. 24-mesačná obmedzená záruka. Platia zmluvné podmienky.

### Otázka 1: Ako masážny prístroj funguje?

**Odpoveď:** MISURA MB1Pro uvoľňuje fascie a stuhnuté a napäté svaly. Vďaka stimulácii hlbokých a silnými vibráciami uvoľňuje napäté mäkké tkanivá, podporuje krvný obeh a rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, čo výrazne skraca čas regenerácie svalov. Zároveň dokáže odstrániť bolesť, znížiť svalovú adhéziu, zmierniť zápal tkaniva, urýchliť hojenie rán a predchádzať športovým zraneniam.

### Otázka 2: Môžem vymeniť batériu? Ako správne používať batériu? Aká je výdrž batérie?

**Odpoveď:** Zariadenie používa vysoko kvalitné lítiové batérie 18650. Batéria je nabíjateľná, a preto ju nemožno vymeniť samostatne. Batériu nerobte ani nevymieňajte bez pomoci technika. Čas prevádzky po úplnom nabití je až 8 hodín. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, majte na pamäti nasledujúce informácie:

1. Pred prvým použitím batériu nabíjajte 2 hodiny, aby sa batéria úplne nabila.
2. Keď je batéria vybitá na 90 %, je potrebné ju dobiť.
3. Keď výrobok nepoužívate, úplne ho nabite.

V prípade pretrvávajúcich problémov s batériou kontaktujte technickú podporu na adrese **[www.misura.shop](http://www.misura.shop)**.

### Otázka 3 : Masážne prístroje na trhu vyzerajú podobne. Ako môžem porovnať sily, ktoré majú vplyv na hlbšiu stimuláciu? Aká je amplitúda? Aká je hĺbka amplitúdy?

**Odpoveď:** MISURA MB1Pro je vynikajúci hlboký masážny prístroj. Je vybavený rotujúcou konštrukciou s dvojitým ložiskom, ktorá poskytuje silnú a ostrú silu. Vysokorýchlostné impulzy 3 200 otáčok za minútu dokáže preniknúť do svalových skupín až do hĺbky 12 mm a rýchlo odbúrať kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, aby ste si mohli vychutnať príjemný zážitok priamo v hĺbke svalov.

#### **Otázka 4: Ako sa správne vkladá príslušenstvo do zariadenia? Aké sú odporúčania pre rôzne príslušenstvo?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB1Pro obsahuje šesť profesionálne masážne hlavice, ktoré sa prispôbia každej časti tela. Jednotlivé masážne hlavice môžete používať podľa vlastných potrieb. Správny spôsob inštalácie masážnej hlavice: pri ťahaní/inštalácii hlavice ju mierne otáčajte, neťahajte/neinštalujte ju priamo. Konkrétne pokyny nájdete v našej používateľskej príručke.

#### **Otázka 5: Aké možnosti rýchlosti má masážny prístroj? Ako vybrať správnu rýchlosť?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB1Pro má päť nastaviteľných rýchlostí, ktoré dosahujú rýchlosť 1300–3200 otáčok za minútu. Intenzitu masáže si môžete nastaviť podľa svojich preferencií frekvencie a krútiaceho momentu, aby ste poskytli hlbokú úľavu svalom. Masáž by nemala byť bolestivá, preto si zvolte frekvenciu pulzov podľa aktuálnej potreby.

#### **Otázka 6: Neznášam hlasné zvuky, aká je úroveň hluku/tlmenia tohto masážneho prístroja?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB1Pro využíva bezkefkový motor vybavený novou generáciou technológie redukcie hluku do maximálnej hodnoty 35 decibelov. Ponorte svoje telo a myseľ do takmer úplného ticha a užite si pokojnú chvíľu relaxácie.

#### **Otázka 7: Má tento masážny prístroj funkciu časovania?**

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB1Pro je vybavený časovou ochranou Smart Shutdown. Po desiatich minútach nepretržitého používania sa automaticky zastaví. Tým sa zabezpečí bezpečná prevádzka z hľadiska ochrany zdravia aj životnosti zariadenia.

### Otázka 8: Kedy môžem masážny prístroj používať?

**Odpoveď:** Záleží na situácii. Masážny prístroj MISURA MB1Pro používajte pred cvičením na zahriatie a aktiváciu svalovej vitality. Používanie prístroja MISURA MB1Pro počas cvičenia môže uvoľniť napäté svaly. Po cvičení použite masážny prístroj MISURA MB1Pro na hĺbkovú masáž a relaxáciu, zbavte sa únavy a bolestivosti a rýchlo obnovte vitalitu.

### Otázka 9: Dodáva sa masážny prístroj s puzdrom? Aký je ťažký? Dá sa ľahko prenášať?

**Odpoveď:** Masážny prístroj MISURA MB1Pro váži len 1,05 kg a dodáva sa vo vysokokvalitnom ergonomickom a vodotesnom puzdre, ktoré uľahčuje jeho prenášanie. Môžete si ho vziať kamkoľvek a kedykoľvek si vychutnať nový zážitok z profesionálnej masáže.

### Otázka 10: Tento produkt po zakúpení nefunguje. Aké sú zásady vrátenia tovaru?

#### Ako môžem kontaktovať výrobcu kvôli záručnej oprave/výmene?

**Odpoveď:** Ak výrobok zlyhá do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia z dôvodu materiálových alebo konštrukčných chýb, vymeníme ho za nový výrobok alebo ho bezplatne opravíme.

Ak pre vás môžeme urobiť čokoľvek iné, neváhajte nás kontaktovať: [info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Ďakujeme vám za nákup.  
V prípade potreby nás kontaktujte na:

**Výrobca/Dovozca**

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Za případné tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.