

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ/ZLOŽENÍ

	na 100 ml mléka/mléka
Energetická hodnota / Enerгия	277 kJ / 66 kcal
Tuky : 2-toh:	3,4 g
nasycené/nasytené mastné kyseliny	1,1 g
polynenasycené/	0,6 g
polynenasycené mastné kyseliny	
- kyselina arachidonová/	16,6 mg
arachidonová (ARA)	
- kyselina dokosaheksenová/	16,6 mg
dokosaheksenová (DHA)	
- kyselina linolová (LA)	453 mg
- kyselina α-linolenová/	
α-linolenová (ALA)	54,3 mg
Sacharidy - 2-toh:	7,4 g
čukry	7,9 g
- laktóza	6,9 g
- polylaktohol/polyol	
- inositol/inozitol	6,3 mg
Vláknina - 2-toh:	0,6 g
galaktooligosacharidy (GOS)	0,48 g
fruktooligosacharidy (FOS)	0,08 g
Zlúky laktózy	
Zlúky laktózy (ZFL)	0,03 g
Bilioviny/Bielkoviny	1,3 g
Vitamíny	
A	58 µg
D5	1,45 µg
E	1,2 mg TE
K	4,2 µg
C	9,9 mg
Thiamin/Tiamin (B1)	0,06 mg
Riboflavin/Riboflavin (B2)	0,15 mg
Niacin/Niacin (B3)	0,43 mg
B6	0,047 mg
Folát	13 µg
Kyselina listová	8,1 µg
B12	0,13 µg
Biotin/Biotin	1,8 µg
Kyselina pantoténová/	
pantoténová	0,496 mg
Minerální/Minerálne látky	
Sodík	21,8 mg
Draslík	77 mg
Chlorid	56 mg
Vápník/Vápník	56 mg
Fosfor	39 mg
Hořčík/Hořčík	6,6 mg
Železo	0,53 mg
Zinek/Zinok	0,49 mg
Měď/Měď	0,052 mg
Mangan/Mangan	0,004 mg
Fluoridy	≤ 0,006 mg
Selen/Selén	2,5 µg
Jod	13 µg
Ostatní důležité /	
Ostatné důležité látky	
L-karnitin/L-karnitin	1,4 mg
Cholin/Cholin	23 mg
Taurin/Taurin	5,4 mg
Nukleidy	2,3 mg
Ostatní/Ostatné oligosacharidy GOS	0,2 g

Laktóza (z mléka/mléka), rostlinné/rašeliné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové/šlešticový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový/řepkový, slunečnicový/slunečnicový), sušené odšťavněné mléko/odšťavněné mléko, demineralizovaná sýrovátka/sýrovátka (z mléka/mléka), galaktooligosacharidy (z mléka/mléka), koncentrát sýrovátka/bílkovinový/sýrovátka/bílkovinový (z mléka/mléka), mléčná bílkovina/mléčná bílkovina, fruktooligosacharidy, pšeničné, luskodrné, luskodrné, vaječné, chlorid draselný, olej/Morierina alajara, citronan citrónu, sodný, 2'-lúky laktózy/2'-lúky laktózy, chlorid cholinu/cholin chlorid, citronan/citran draselný, chlorid hořečnatý/horečnatý, kyselina L-askorbová, hydrogenufosforečnan hořečnatý/horečnatý, emulgátor (Sorbitol) lecitin, taurnin/taurnin, inositol/inozitol, bifidobacterium breve M-16V, síran hořečnatý, síran zinečnatý/zinečnatý, sodná sůl/soľ uridin 5'-monofosfátu, cytidin 5'-monofosfát, antibiotikum (akaryn/palmityl), adenosin/adenozin 5'-monofosfát, sodná sůl/soľ inosin/inosin 5'-monofosfátu, L-karnitin/L-karnitin, nikotinamid/nikotinamid, D-pantothénát/pantoténát, vápenatý, sodná sůl/soľ guanosin/guanosin 5'-monofosfátu, síran měďnatý/měďnatý, D,L-α-tokoferyl acetát, retinylpalmát, riboflavin/riboflavin, thiamin/thiamin hydrochlorid, pyridoxol/pyridoxol hydrochlorid, jodid draselný, kyselina pteroylmethylglutaminová/pteroylmethylglutaminová (kyselina listová), síran manganitý/manganitý, seleničitan sodný, lúkyomenolodol, cholekaliferol, D-biotin/D-biotin, kyanokobalamin/kyanokobalamin.

Složení se vztahuje / složenie sa vztahuje k sušenému stavu potraviny.

Bifidobacterium breve M-16VTM duňg



Nutrilon[®]


PROfutura[®]

Vhodné pro miminka
narozená císařským
řezem, která nemohou
být plně kojena



0 - 6 MĚSÍCŮ
POČÁTEČNÍ MLÉKO

800 g e



CESAR BIOTIKTM

Naše výživově
kompletní receptura^{*}

Omega-3 (DHA)**

Bez palmového oleje

50
let
VÝZKUMU
VÝŽIVY
V RÁMĚK
VĚKŮ

PRAKTICKÉ BALENÍ PRO VÁS / PRAKTIČKÉ BALENIE PRE VÁS

- Trojitý bezpečnostní pásek pro dokonalé uzavření a zachování čerstvosti před prvním použitím. / Trojitý bezpečnostný pásik pre dokonalé uzavretie a zachovanie čerstvosti pred prvým použitím.
- Pojistka na víčku - zacvaknutí při uzavření chrání výživu před kontaminací a vysypáním. / Pojistka na viečku - zacvaknutie pri uzavretí chráni výživu pred kontamináciou a vysypávaním.
- Místo pro odměrku, aby nebyla odměrka ani vaše ruce v kontaktu s mléčným práškem. / Miesto na odmerku, aby odmerka ani vaše ruky neboli v kontakte s mliečnym práškom.
- Snadné zarovnání prášku v odměrce. / Jednoduché zarovnanie prášku v odmerke.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / ODPOURČANÉ DÁVKOVANIE

Doporučené množství mléka denně je orientační, řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením vašeho pediatra. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno.

Odporučene množstvo mlieka denne je orientačné, riďte sa individuálnou potrebou dieťaťa a doporučením vašho pediatra. Nikdy nepridávajte do detskej výživy viac odmeriek, ako je ustanovené.

Věk dítěte / Vek dieťaťa	Min. počet dávek / dávok na 24 h	Příprava / Příprava 1 dávky	Voda	Počet odměrek / odmeriek prášku
0 - 1. uk. měsíc/měsíc	6 x 100 ml mléka/mléka	100 ml	90 ml	3
1 - 2. uk. měsíc/měsíc	6 x 133 ml mléka/mléka	133 ml	120 ml	4
2 - 3. uk. měsíc/měsíc	5 x 166 ml mléka/mléka	166 ml	150 ml	5
4 - 5. uk. měsíc/měsíc	5 x 200 ml mléka/mléka	200 ml	180 ml	6
6. měsíc/měsíc	5 x 233 ml mléka/mléka	233 ml	210 ml	7

100 ml Nutrilon[®] Profutura[®] (CESARBIOTIK[™]) = 96 ml převarené/prevarenej vody + 3 zarovnané odměrky/odmerky = 277 kJ (66 kcal).
1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,6 g sušené potraviny. Používejte originální odměrku z výrobku / používaťe originálnu odmerku.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU / NÁVOD NA PRÍPRAVU

- Vystertežte všechno používané nádoby a převarujte pitnou vodu určenou pro kojení. Nechte ji v kádlici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Pro zachování příznivých účinků Bifidobacterium breve v kojeníech mějte do držky při přípravě striktně teplotu převarené vody do 40 °C. Odpovídající množství převarené vody (viz tabulka) vlijte do vystertežované láhve.
- Vystertežte všechno používané nádobí a převarujte pitnou vodu určenou pro kojení. Nechte ji v kádlici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Pro zachování příznivých účinků Bifidobacterium breve do držky při přípravě striktně teplotu převarené vody do 40 °C. Zodpovedajúce množstvo převarenej vody (pozrite tabuľku) vlijte do vystertežovanej fľaše.
- Na dávkování vždy používejte odpovídající množství prášku (viz tabulka). Ihned po uzavření láhve ji důkladně protřepejte 10 sekund ve svislé poloze. Do fľaše s vodou pridajte zodpovedajúce množstvo prášku (pozrite tabuľku). Ihneď po uzavretí fľaše ju dôkladne pretrepte 10 sekund vo zvislej polohe.
- Před podáváním ověřte teplotu mléka kapnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte. Před podávaním overte teplotu mlieka kapnutím na vnútornú stranu zápästia a ihneď podávajte.

DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNÍ / DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVANIE

- Přípravou stravy spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte. / Přípravou stravy spotrebujte do dvoch hodín, následne zlikvidujte.
- Nechovte stravu v mikrovlnné troubě, abyste se vyhnuli ohřevu nerovnoměrného ohřátí. / Nechovte stravu v mikrovlnnej troubě, aby ste predišli opareniu nerovnomerného ohriatia.
- Vyuvarujte se dlouhým kontaktem mléčné vody se zoubky - zvyšuje riziko výskytu zubního kazu. Pečujte pravidelně o zoubky dítěte, zejména před spaním. Požadujte o radu zubního lékaře. / Vyuvarujte sa dlhým kontaktem mliečnej výživy so zúbkami - zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. Starajte sa pravidelne o zúbky dieťaťa, najmä pred spaním. Požadujte o radu zubného lekára.
- Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladičem místě (ne v lednici). / Po každom použití obal vždy starostlivo uzavrite a uchovávajte ho na suchom a chladičom mieste (nie v chladničke).
- Nevkládejte dovnitř vlhkou odměrku. Obal spotřebujte do 1 měsíce po otevření. / Vlhku odmerku nekladte do obalu. Obal spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.

800g e

Počátek života vašeho dítěte je výjimečné období. / Počiatok života vášho dieťaťa je výnimočné obdobie.

Je krásné, občas nevysoptané a hlavně jedinečné. Chcete vytvořit pevný základ pro budoucnost vašeho miminka a berete do úvahy i to, jak přišlo na svět. Víte, že imunitní systém dítěte je podporován během přirozeného porodu prostřednictvím matčiných bifidobakterií, které proniknou do střev miminka? Náš specializovaný tým vědců zkoumal tento přírodní zážrak a předává všechny naše poznatky, abyste si mohli být jisti výživou vašich nejmilších, narozných císařským řezem.

Je krásne, občas nevysoptané a hlavne jedinečné. Chcete vytvorit pevný základ pre budúcnosť vašho miminka a beriete do úvahy aj to, ako sa narodilo. Viete, že imunitný systém dieťaťa je počas prirodzeného pôrodu podporovaný prostredníctvom matčiných bifidobakterií, ktoré preniknú do čreva bábätká? Náš špecializovaný tím vedcov skúma tento prírodný zážrak a odovzdáva všetky naše poznatky, aby ste si mohli byť istí výživou vašich najmilších, narozných císařským rezom.

50
rokov
výzkumu
výživy
v rannom
veku

Nutrilon[®]

PROfutura[®]

CESARBIOTIK[™] 1

0 - 6 MĚSICOV
POČÍATEČNÉ MLIEKO

Náš tým vědců se věnuje výzkumu výživy v ranném věku již více než 50 let, aby porozuměl, jak nejlépe podporovat vývoj dítěte. Inspirovaní našimi vědeckými objevy jsme vyvinuli tuto recepturu, která je vhodná pro miminka narozená císařským řezem, která nemohou být plně kojena. Náš tým vedcov sa venuje výskumu výživy v rannom veku už viac ako 50 rokov, aby pochopil, ako najlepšie podporiť vývoj dieťaťa. Inšpirovaní našimi vedeckými objavmi, sme vyvinuli túto receptúru, ktorá je vhodná pre miminka narozené císařským rezom, ktoré nemôžu byť plne kojena.

Bez palmového oleje

*Ako to vyžadujú právne predpisy pre počiatok dojčenskej výživy.
**Obsahuje DHA (v zmysle požiadaviek predpisov platných pre všetky počiatkové dojčenskej výživy).



NAŠA VÝŽIVOVÁ
KOMPLETNÁ
RECEPTURA^{*}

Vhodná pre bábätká narozené
císařským rezom, ktoré nemôžu
býť plne dojčene

Omega-3 (DHA)**

POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? Naši odborníci jsou tu pro vás. / POTREBUJETE PORADIŤ V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVA? Naši odborníci sú tu pre vás.

Nutrikub
Česká republika
Slovenská republika

ČR 800 110 000
www.nutrikub.cz
info@nutrikub.cz

SR 0800 601 600
www.nutrikub.sk
info@nutrikub.sk

ROSTEME S VAŠIM DĚTÁTKEM

Od ukončeneho 6. mesiaca doporučujeme pokračovať s NUTRILON[®] PROFUTURA[®] CESARBIOTIK[™] 2

ROSTIEME S VAŠIM DIETÁTKOM

Od ukončeneho 6. mesiaca odporúčame pokračovať s NUTRILON[®] PROFUTURA[®] CESARBIOTIK[™] 2

KAŽDÝ KRŮČEK SE POČÍTÁ

- Naše tvorbny využívajú 100% energie z obnoviteľných zdrojů a zavazujú se k tomu, že žádný odpad neskončí na skládkách.
- Naše balenie je plně recyklovateľné. Před recyklací zavazujeme odmerku späť do výroby.

KAŽDÝ KRŮČIK SA POČÍTA

- Naše tvorbny využívajú 100% energie z obnoviteľných zdrojů a zavazujú sa k tomu, že žiadny odpad neskončí na skládkách.
- Naše balenie je plne recyklovateľné. Pred recykláciou zavazujeme odmerku späť do výroby.

Minimální trvanlivost do: viz do plechovky. / Minimálna trvanlivosť do: porite do plechovky

8 718117 612840